



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

720 Su Vạn Hạnh P.12, Q.10, Tp.HCM

Tel: 38634756 / 38626142

Fax: 38634756

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

MÁY IN PHIM X-QUANG Y TẾ

DRYSTAR 5301 / 5302 / 5503 / AXYS

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">- Máy in phim X-quang y tế Drystar 5301 & 5302 là thiết bị dùng để in hình ảnh chụp X-quang thường qui lên phim thông qua kỹ thuật in nhiệt trực tiếp- Máy in phim X-quang y tế Drystar 5503 & AXYS là thiết bị dùng để in hình ảnh chụp X-quang thường qui & X-quang nhũ ảnh (mammo) lên phim thông qua kỹ thuật in nhiệt trực tiếp
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	<p>Drystar 5301</p> <ul style="list-style-type: none">- Phím điều khiển, màn hình hiển thị- 01 khay chứa phim đầu vào- Khay chứa phim đầu ra- Các module hoạt động- Quạt làm mát, dây truyền động- Thang xám- Ổ cứng và cáp nối- Bộ nguồn- Đầu in nhiệt- Bộ nhớ RAM- Thẻ nhớ <p>Drystar 5302</p> <ul style="list-style-type: none">- Phím điều khiển, màn hình hiển thị- 02 khay chứa phim đầu vào- Khay chứa phim đầu ra- Các module hoạt động- Quạt làm mát, dây truyền động- Thang xám- Ổ cứng và cáp nối- Bộ nguồn- Đầu in nhiệt- Bộ nhớ RAM- Thẻ nhớ <p>Drystar 5503</p> <ul style="list-style-type: none">- Phím điều khiển, màn hình hiển thị- 03 khay chứa phim đầu vào- 03 khay chứa phim đầu ra- Các module hoạt động- Quạt làm mát, dây truyền động- Thang xám- Ổ cứng và cáp nối- Bộ nguồn- Đầu in nhiệt

		<ul style="list-style-type: none"> - Bộ nhớ RAM - Thẻ nhớ <p>Drystar AXYS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phím điều khiển, màn hình hiển thị - 02 khay chứa phim đầu vào - Khay chứa phim đầu ra - Các module hoạt động - Quạt làm mát, dây truyền động - Thang xám - Ổ cứng và cáp nối - Bộ nguồn - Đầu in nhiệt - Bộ nhớ RAM - Thẻ nhớ
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	- Máy in phim X-quang y tế dùng để in phim X-quang sử dụng trong khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, trung tâm y tế...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Kết nối máy in với máy tính có chứa hình ảnh chụp X-quang cần in - Nạp phim vào khay & đặt lệnh in từ máy tính
1.5	Chống chỉ định	- Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện vận hành: <ul style="list-style-type: none"> o Nhiệt độ: 15-30⁰C o Độ ẩm: 20-75% - Không chạm tay vào đầu in nhiệt - Không tự ý tháo lắp máy
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Chưa ghi nhận bất cứ trường hợp bất lợi nào xảy ra
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước - Sản phẩm đã được Vương quốc Bỉ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do và hiện được bán trên toàn thế giới	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác - Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Sản phẩm chỉ sử dụng bởi Bác sỹ và kỹ thuật viên X-quang bệnh viện sau khi đã được huấn luyện bởi các kỹ sư và chuyên gia của nhà sản xuất và của đại lý được nhà sản xuất ủy quyền	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Đại diện cơ sở



(Handwritten signature in blue ink)

DS. Nguyễn Văn Đức