

**BĂNG CHĂM SÓC VẾT SẸO SAU PHẪU THUẬT**

Atofine 30mm x 49mm

Hộp/ 12 miếng

Nhà Sản xuất : Nichiban Co., Ltd

2-3-3 Sekiguchi, Bunkyo-ku,

Tokyo 112-8663, Nhật Bản

Nhà nhập khẩu và phân phối :

Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung

35A4 – P. 12 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Thành phần cấu tạo :

Băng : nền không đan dệt polyester

Keo : acrylic

Được đựng trong từng bao riêng.

Chỉ định : Bảo vệ những vết sẹo sau phẫu thuật tránh khỏi các tác động bên ngoài: sự kéo căng, ma sát hoặc tia cực tím.**Hướng dẫn :** Bóc miếng giấy lót ở giữa ra. Điều chỉnh sao cho "vết sẹo" nằm ở trung tâm của miếng băng, dán vào và chú ý không kéo căng miếng băng. Bóc hai miếng giấy lót còn lại và chú ý không kéo căng miếng băng.**BẢO QUẢN Ở NƠI THOÁNG MÁT VÀ KHÔ RÁO****Số lô và hạn sử dụng :** xem trên bao bì**BĂNG CHĂM SÓC VẾT SẸO SAU PHẪU THUẬT**

Atofine 50mm x 114mm

Hộp/ 6 miếng

Nhà Sản xuất : Nichiban Co., Ltd

2-3-3 Sekiguchi, Bunkyo-ku,

Tokyo 112-8663, Nhật Bản

Nhà nhập khẩu và phân phối :

Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung

35A4 – P. 12 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Thành phần cấu tạo :

Băng : nền không đan dệt polyester

Keo : acrylic

Được đựng trong từng bao riêng.

Chỉ định : Bảo vệ những vết sẹo sau phẫu thuật tránh khỏi các tác động bên ngoài: sự kéo căng, ma sát hoặc tia cực tím.**Hướng dẫn :** Bóc miếng giấy lót ở giữa ra. Điều chỉnh sao cho "vết sẹo" nằm ở trung tâm của miếng băng, dán vào và chú ý không kéo căng miếng băng. Bóc hai miếng giấy lót còn lại và chú ý không kéo căng miếng băng.**BẢO QUẢN Ở NƠI THOÁNG MÁT VÀ KHÔ RÁO****Số lô và hạn sử dụng :** xem trên bao bì**BĂNG CHĂM SÓC VẾT SẸO SAU PHẪU THUẬT**

Atofine 50mm x 164mm

Hộp/ 6 miếng

Nhà Sản xuất : Nichiban Co., Ltd

2-3-3 Sekiguchi, Bunkyo-ku,

Tokyo 112-8663, Nhật Bản

Nhà nhập khẩu và phân phối :

Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung

35A4 – P. 12 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Thành phần cấu tạo :

Băng : nền không đan dệt polyester

Keo : acrylic

Được đựng trong từng bao riêng.

Chỉ định : Bảo vệ những vết sẹo sau phẫu thuật tránh khỏi các tác động bên ngoài: sự kéo căng, ma sát hoặc tia cực tím.**Hướng dẫn :** Bóc miếng giấy lót ở giữa ra. Điều chỉnh sao cho "vết sẹo" nằm ở trung tâm của miếng băng, dán vào và chú ý không kéo căng miếng băng. Bóc hai miếng giấy lót còn lại và chú ý không kéo căng miếng băng.**BẢO QUẢN Ở NƠI THOÁNG MÁT VÀ KHÔ RÁO****Số lô và hạn sử dụng :** xem trên bao bì