



TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
HOÀNG NGUYỄN.**

Địa chỉ : Đường Lê Chân, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226. 3535 888 Fax: 0226 3535889

Ngày 14 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Giường cấp cứu đa năng sử dụng 4 tay quay để thay đổi các tư thế của giường đáp ứng nhu cầu điều trị. Giường có thể thay đổi các góc nâng của đầu giường, chân giường, nghiêng trái, nghiêng phải Hai bên giường có lan can bó sát giúp an toàn cho bn
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Liệt kê các linh kiện và phụ kiện của trang thiết bị y tế (Theo bảng tiêu chuẩn sản phẩm)
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Mục đích dùng trong điều trị, người bệnh nằm và cấp cứu hay hậu phẫu
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
1.5	Chống chỉ định	Không áp dụng
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Khi sử dụng phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà sản xuất; khai quay nâng đầu đến điểm dừng không quay quá. Bánh xe khi dừng phải phanh hãm và khi di chuyển phải mở phanh Giường có thành chắn 2 bên để bệnh nhân không bị ngã.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Có lỗi sản phẩm tạo ra rất nhỏ
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Không