



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PNK

Trụ sở chính: 14 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36687245 Website: www.pnk.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG Y TẾ

1. Công dụng :

- Giường được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà hộ sinh, các bệnh viện...

2. Lắp đặt:

- Giường được đặt tại các vị trí bằng phẳng, tránh đặt tại các vị trí có địa hình lồi lõm lớn có thể gây khó khăn trong công tác sử dụng.
- Đảm bảo không gian để có thể giúp bệnh nhân lên xuống dễ dàng và di chuyển vị trí được thuận lợi.
- Trong trường hợp giường có kết cấu lắp ráp, người sử dụng đọc kỹ hướng dẫn lắp ráp kèm theo rồi lắp ráp theo hướng dẫn.

3. Sử dụng hợp lý:

- Khi sử dụng, tránh để giường hoặc đệm tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc hóa chất tẩy rửa trong thời gian dài.
- Không đặt giường tại các vị trí không bằng phẳng để tránh gây đổ giường, hay nghiêng giường.