


TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên hàng: TỤ CÂY VI SINH Mã hàng: BO-120-PP Qui cách đóng gói: 1 ea Dùng nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất định kèm)	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	dùng để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
1.4	Hướng dẫn sử dụng:	- Bảo quản nơi khô ráo, tránh va đập mạnh - Lắp đặt, khởi động nguồn và sử dụng.
1.5	Chống chỉ định	Chỉ dùng cho hấp tiệt trùng trong phòng thí nghiệm
1.6	Cảnh báo và thận trọng	không sử dụng khi điện áp dưới 220V.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không sử dụng khi tu đã bị hư, hay bị nhiễm.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vấn hành đang lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

ĐƠN VI NHẬP KHẨU



Nguyễn Phước Đức