

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Tủ đầu giường bệnh nhân các loại	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Tủ đầu giường bệnh nhân các loại hãng Sigma Care Development Co. LTD</p> <p>+ Model: CA-001: là tủ có khung bằng thép mạ kẽm và sơn phủ, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày, giá treo khăn ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa).</p> <p>+ Model: CA-002: là tủ có khung bằng thép và sơn phủ, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa).</p> <p>+ Model: CA-003: là tủ có khung bằng nhựa đúc, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa).</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Không có phụ kiện đi kèm
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Tủ được đặt cạnh giường bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thể lưu trữ đồ dùng tiện lợi và thuận tiện.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Di chuyển tủ đến nơi mong muốn - Mở ngăn tủ ra có thể đựng các vật dụng, đồ dùng cần thiết - Thường xuyên lau dọn sạch sẽ, gọn gàng
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch, lau giường bằng vải mềm, ẩm với chất tẩy rửa nhẹ - Không dùng các loại nước gây ăn mòn như cồn, benzen...
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) Tất cả các nước trên thế giới	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Hiện chưa có phát hiện nào về tủ của chúng tôi gây phản ứng bất lợi khi trong quá trình sử dụng cho bệnh nhân cũng như hư hỏng do nhà cung cấp mà phải thu hồi	

Công Ty TNHH TM Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Nguyễn Thị Hồng Hoa