



MẪU NHÃN

QUE THỬ CHO HỆ THỐNG THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT

ONETOUCH SELECT


1. Nội dung nhãn Tiếng Việt

<p>Que thử cho hệ thống theo dõi đường huyết OneTouch Select</p> <p>Số lưu hành: Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) - Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Sản xuất bởi: LifeScan Scotland Ltd., Anh cho LifeScan Europe, A Division of Cilag GmbH International, Thụy Sĩ. HSD: Số lô/số sêri: Xem LOT/LOT/SN trên bao bì. Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản: Xem trên đường dẫn https://www.jnjmedical.com.vn/product-family/1666.</p> <p style="text-align: right;"><i>Mã nội bộ/QR code</i></p>
--

2. Nội dung nhãn gốc

Hình: Nội dung hộp carton bên ngoài (vui lòng xem trang sau)

Lưu ý: Các nội dung trên nhãn gốc có thể thay đổi tùy theo từng lô sản phẩm bao gồm:

STT	Nội dung	Giải nghĩa
1	LOT No.	Số lô
2	Exp. Date	Hạn sử dụng
3		Barcode



Hình:

ONETOUCH[®] Select[™]

Test Strips / 血糖試紙 / Jalur Uji

INSTRUCTIONS: Read package insert before using this product. / 指示說明: 使用本產品前, 請先閱讀包裝內的插頁說明。 / **ARAHAN:** Baca sisipan dalam pakej sebelum menggunakan produk ini.

Imported by and Authorised Representative: / Diimport oleh dan Wakil Diberi Kuasa: Johnson & Johnson Sdn Bhd No. 3 & 5 Jalan Tandang 46050 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Manufactured for: / 製造商: / Dikilangkan untuk: LifeScan Europe, Division of Cilag GmbH International 6300 Zug, Switzerland Test Strips Made in UK

Each OneTouch[®] Select[™] Test Strip contains: Glucose oxidase ≥ 0.08 IU; ferricyanide ≥ 22 μ g; other ingredients (buffer, etc.). The vial contains a drying agent. / 每片 OneTouch[®] Select[™] 血糖試紙含有: 葡萄糖氧化酶 ≥ 0.08 IU; 鐵氰化物 ≥ 22 μ g; 其他成份 (緩衝液等)。血糖試紙瓶內含有乾燥劑。 / Setiap Jalur Uji OneTouch[®] Select[™] mengandungi: Glukosa oksidase ≥ 0.08 IU; ferisianida ≥ 22 μ g; bahan-bahan lain (penampam, dan sebagainya). Vial mengandungi agen pengering.

LifeScan Scotland Ltd Beechwood Park North, Inverness, IV2 3ED, UK

Contact LifeScan Customer Service at / 請聯絡 LifeScan 客戶服務洽詢。電話 / Hubungi Khidmat Pelanggan LifeScan di:

Hong Kong: (852) 2735 8262
Indonesia: 0800-1402-888
Malaysia: 1800 88 3338
Singapore: 1800-261-3308

Vietnam: 84 8 38214 821(HCMC), 84 4 3 9363 520 (Hanoi), 1 800 5 999 15 (toll free)

© 2010-2017 LifeScan, Inc. Malaysia Reg. No.: IVDC6753255717 Rev. date: / 修訂日期: / Tarikh semakan: 08/2017 AW 06716502A Patented / 已獲專利授權 / Dipatenkan

1 VIAL OF 10 TEST STRIPS
1 瓶 10 片 血糖試紙
1 VIAL MENGANDUNGI 10 JALUR UJI

10 TEST STRIPS / 片 血糖試紙 / JALUR UJI



Test Strips / 血糖試紙 / Jalur Uji
For blood glucose testing with OneTouch[®] SelectSimple[™] Meters and Systems. /

與 OneTouch[®] SelectSimple[™] 選擇易血糖機配合使用, 用於測量血糖含量。 / Untuk pengujian glukosa darah dengan Meter dan Sistem OneTouch[®] SelectSimple[™].

10 TEST STRIPS
片 血糖試紙
JALUR UJI



For self-testing. Do Not refrigerate. Do Not use if expiration date has passed. Use within 6 months of opening test strip vial. / 用於自我檢測, 請勿冷藏貯存。如已超過有效期, 切勿使用。在血糖試紙瓶開封後 6 個月內使用。 / Untuk pengujian sendiri. Jangan simpan di dalam peti sejuk. Jangan guna jika telah melepasi tarikh luput. Guna dalam tempoh 6 bulan selepas vial jalur uji dibuka.

