



Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á
18 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Support@seaequipment.vn – 0982588771

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Chủng loại sản phẩm

MÁY GẠT TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU - PHOENIX

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Máy gạt tách huyết tương giàu tiểu cầu Phoenix được thiết kế để tự động hóa việc tách một thành phần từ một thể tích máu toàn phần trong ống nghiệm.</p> <p>Hiệu năng: Tốc độ bơm ly tâm: 2000-8000 vòng/phút \pm 2% Lưu lượng máu: 10-90 vòng/phút \pm 2 vòng/phút Thể tích xy lạnh: 10ml/30ml Giao diện vận hành: màn hình LCD cảm ứng 4.3” Thể tích xử lý máu: máu toàn phần tối thiểu 60ml</p> <p>Thông số kỹ thuật: Nguồn điện cấp: 100-240 VAC Tần số: 50/60 Hz Dòng điện: tối đa 2.2 A Khối lượng: 10.5 kg Kích thước: 33 x 36 x 23 cm</p> <p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: +18°C - +40°C Nhiệt độ bảo quản: 0°C - +40°C Nhiệt độ vận chuyển: -20°C - +70°C Cao độ hoạt động: tối đa 2000m Độ ẩm: 30 – 85%</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/chỉ định sử dụng	Nó có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm lâm sàng hoặc trong quá trình phẫu thuật để nhanh chóng chuẩn bị thành phần tiểu cầu như huyết tương giàu tiểu cầu hoặc huyết tương nghèo tiểu cầu.



Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á

18 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Support@seaequipment.vn – 0982588771

1.4	Hướng dẫn sử dụng	Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng.
1.5	Chống chỉ định	Chỉ sử dụng bởi người có chuyên môn
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Thận trọng chung: Cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Cần chú ý đến tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn Không sử dụng hệ thống theo cách không được mô tả trong tài liệu này
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có khi sử dụng đúng mục đích
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

