

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Tên trang thiết bị	Dụng cụ phẫu thuật
Chỉ định	Dùng cho phẫu thuật mổ hở, thăm khám..
Hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn	<p>Tuân thủ nghiêm theo Hướng dẫn/Quy trình tuyệt trùng, tiệt khuẩn của Cơ sở y tế được Bộ y tế quy định.</p> <p>Sản phẩm được phép khử trùng hơi nước áp lực ở mức 134°C.</p> <p>Trước khi khử trùng cần làm sạch dụng cụ bằng nước và hoá chất phù hợp. Có thể sử dụng với các máy làm sạch và khử trùng dụng cụ phù hợp.</p>
Bảo quản	<p>Bảo quản, tiệt trùng, khử khuẩn cần tuân theo quy định của NSX.</p> <p>Sau khử trùng, tiệt trùng, dụng cụ cần được bảo quản trong hộp khử trùng thích hợp tại nhiệt độ phòng.</p>
Cảnh báo	<p>Sử dụng quá mức các chất tẩy rửa mạnh có thể gây ra các vết mờ hoặc không đọc được các dấu hiệu được ghi trên sản phẩm</p> <p>Các chất tẩy còn sót trong quá trình tẩy rửa, các vết bẩn do phẫu thuật, dung dịch muối...có thể/nguy cơ gây ăn mòn bề mặt, có thể gây ra làm hỏng hoặc giảm chức năng của dụng cụ phẫu thuật. Do đó cần tuân thủ tuyệt đối các khuyến cáo của NSX và sử dụng các chất tẩy rửa phù hợp.</p>