


## QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM

### 1. Quy trình sản xuất nước muối sinh lý 0.9%



### 2. Mô tả quy trình sản xuất nước muối sinh lý 0.9%

- Bước 1: Cân nguyên liệu
- Bước 2: Chuẩn bị nước pha nguyên liệu
- Bước 3: Chiết rót bằng máy dây truyền tự động
- Bước 4: Dán nhãn, in hạn sử dụng, đóng thùng
- Bước 5: Nhập kho

Kim Thành, ngày 4 tháng 9 năm 2018

**GIÁM ĐỐC**  
(Ký tên đóng dấu)  
  
**GIÁM ĐỐC**  
*Cô Tiên Dung*