

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĂNG BỘT BÓ CÁC CỖ

HÃNG SẢN XUẤT: Van Oostveen Medical B.V

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

**Chất liệu:** Băng gạc, Calcium sulfate ( $\text{CaSO}_4, \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ ), Yarn 40's x 40's, thread 30 x 20 (20 threads)

**Trọng lượng:** 440 – 460 g/m<sup>2</sup>

### **Kích thước:**

POP075-270	7.5 cm x 2,7 m
POP100-270	10 cm x 2,7 m
POP150-270	15 cm x 2,7 m
POP200-270	20 cm x 2,7 m

### **Đóng gói**

POP075-270	240 cuộn/ carton
POP100-270	120 cuộn/ carton
POP150-270	120 cuộn/ carton
POP200-270	60 cuộn/ carton

### **Sử dụng**

Nhúng cuộn băng vào nước trong vòng 10-15s

Vắt khô trước khi sử dụng

Thời gian bó: 2-5 phút

Kháng lực: 15N/m<sup>2</sup> sau khi bó 15 phút

Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Xuân Tiên*