

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2018

TT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Bàn mayo đựng dụng cụ y tế Model: 020-5000 Hãng sản xuất: Tarsus / Thụy Điển <ul style="list-style-type: none">• Là loại bàn có bánh xe di động,• Có thể điều chỉnh chiều cao• Chiều cao hoạt động: 80-130 cm• Kích thước bàn: 60 x 40 cm
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Làm bàn để dụng cụ (bàn típ) trong phòng mổ, khu điều trị tại các Bệnh viện, trung tâm y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Nâng/hạ chiều cao và cố định bằng khóa
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có



1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) <i>Không có thông tin</i>	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) <i>Không có thông tin</i>	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế <i>Không có thông tin</i>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Đại diện hợp pháp của cơ sở
TUO. GIÁM ĐỐC
Trưởng phòng Quản lý nhà cung cấp



Nguyễn Thị Ngọc Anh

