

Công ty TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS
VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội
Đc: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh,
p.Phương Mai, q.Đống Đa, Hà Nội.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bàn để dụng cụ phẫu thuật (bàn Mayo)



Tên sản phẩm	Bàn để dụng cụ phẫu thuật (bàn mayo) Model: 020-5000 <ul style="list-style-type: none">• Là loại bàn di động có bánh xe di chuyển.• Điều chỉnh được độ cao phù hợp với mục đích sử dụng.
Hãng sản xuất	<ul style="list-style-type: none">• Tarsus/ Thụy Điển
Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">• Để dụng cụ trên mặt bàn.• Điều chỉnh chiều cao mặt bàn theo nhu cầu sử dụng bằng cách sử dụng núm xoay điều chỉnh chiều cao.• Có bánh xe di chuyển giữa các khoa phòng.• Vệ sinh sau định kỳ sử dụng.