

# TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2018

TT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Tên sản phẩm: Bàn khám siêu âm điều khiển thủy lực và phụ kiện</b> <b>Model: 010-8251</b> <b>Hãng sản xuất: Tarsus / Thụy Điển</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Là loại bàn khám đa năng nâng/hạ độ cao bằng thủy lực;</li><li>• Nâng/hạ phần lưng và dốc nghiêng bằng tay hoặc bằng thủy lực;</li><li>• Đệm giả da chống thấm nước;</li><li>• Có bánh xe di chuyển, có khóa;</li><li>• Có thanh treo cuộn giấy trải bàn khám;</li></ul>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Đệm, bánh xe
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Chuyên dùng cho khám siêu âm hoặc khám tổng quát trong các Bệnh viện và trung tâm y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Nâng hạ độ cao bằng bàn đạp chân thủy lực Nâng/hạ phần lưng và dốc nghiêng bằng tay hoặc bộ điều khiển Khóa bánh khi cố định bàn
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Khóa bánh xe khi cố định
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có



