



*Giáp Minh Nguyệt Ánh*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
LOA SOI TAI MŨI HỌNG DÙNG MỘT LẦN  
CODE: 10803-533  
HÃNG SX: RIESTER/ ĐỨC

**Thông số kỹ thuật:**

- Màu đen hoặc xanh
- Đường kính 3cm
- Chất liệu nhựa
- Đóng gói 1000 cái / gói

Sử dụng cho bộ dụng cụ soi khám tai mũi họng

**Hướng dẫn sử dụng:**

Sử dụng 1 lần cho bộ dụng cụ soi khám tai mũi họng  
Bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát  
Đóng túi lại cẩn thận trong trường hợp dùng chưa hết.