

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY THỞ

Model : G-328000; G-330000; G-329000
Hãng sản xuất: VADI Medical Technology Co., Ltd



Reusable Breathing Circuit



G-328000
Adult Breathing Circuit

G-330000
Pediatric Breathing Circuit

G-329000
Neonatal Breathing Circuit

Bước 1: Gắn dây thở vào hệ thống máy thở

Bước 2: Kiểm tra độ rò rỉ của dây thở thông qua phổi giả tích hợp bên ngoài

Bước 3: Màn hình hiển thị của máy thở không báo lỗi, tiến hành hỗ trợ thở với các bệnh nhân có vấn đề về đường thở.