

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Ngày 05 tháng 09 năm 2018

Thiết bị: KHĂN ( có tiệt trùng và không tiệt trùng)

Model: AME -500 ( có tiệt trùng) và AME-001 ( không tiệt trùng).

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM.

Nước sản xuất: VIỆT NAM.


Hướng dẫn sử dụng:

- Mỗi gói được dùng 1 lần .
- Bảo đảm khu vực thao tác sạch, có bàn để dụng cụ sạch, rửa tay, mặc áo, đeo găng tay trước khi thao tác,.
- Kiểm tra độ nguyên vẹn của bao tiệt trùng, đảm bảo còn nguyên vẹn, viền bao kín, không có vết rách xé, không có dị vật bên trong.
- Bóc gói tiệt trùng, mở gói trên bàn dụng cụ.
- Thực hiện thao tác sạch, thao tác vô khuẩn trong từng bước.
- Dọn dẹp và gom hủy rác theo đúng quy định hiện hành, chú ý đảm bảo các quy tắc về phòng chống nhiễm khuẩn.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Kenji Sudo*