

CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH
ĐC: Số 117, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
ĐT: 02383.559.555

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TT	Sản phẩm	Chủng loại sản phẩm	Hướng dẫn sử dụng
1	Găng tay phẫu thuật vô trùng	Găng tay cao su phẫu thuật vô trùng	Kiểm tra bao bì đóng gói trước khi sử dụng và chỉ sử dụng khi bao bì còn nguyên vẹn Cắt ngắn móng tay, rửa sạch sát khuẩn, lau khô bàn tay Lựa chọn cỡ găng phù hợp với kích thước bàn tay Mở ở vị trí đánh dấu trên bao gói và sử dụng Chỉ sử dụng một lần
		Găng tay cao su phẫu thuật vô trùng có bột	
		Găng tay cao su phẫu thuật tráng Polymer	
		Găng tay phẫu thuật vô trùng tổng hợp Ultraprene	
2	Găng tay khám	Găng tay khám Vinyl	Kiểm tra bao bì đóng gói trước khi sử dụng và chỉ sử dụng khi bao bì còn nguyên vẹn Cắt ngắn móng tay, rửa sạch sát khuẩn, lau khô bàn tay Lựa chọn cỡ găng phù hợp với kích thước bàn tay Mở ở vị trí đánh dấu trên bao gói và sử dụng Chỉ sử dụng một lần
		Găng tay khám Latex	

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở
Giám đốc
CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH
TP. VINH
Hoàng Xuân Quân