

## ベイス

BASIS

床用加熱重合レジン粉・液

Heat-Cure Resin for Denture Bases (Powder & Liquid)

管理医療機器



Synthetic Resin  
合成樹脂

### 【特徴】

ベイスは、強度、耐候性に優れた、加熱重合タイプの床用レジンです。重合発熱による気泡の発生が無く硬化時の収縮が小さい為、適合の良い美しい義歯を作製することができます。

### 【Features】

Basis is a heat cure acrylic resin for denture bases, which is strong and exceptionally durable. An adaptable and aesthetically pleasing denture is achievable without any air bubble formation or shrinkage.

### 【物性】

試験項目	ベイス
可塑性	2本以上、0.5mm以上
吸水量	32 μg/mm <sup>3</sup> 以下
抗折たわみ (mm)	17 48
変色	日光 変色なし

色調 Shades	①ライトピンク Light Pink ②ピンク Pink ③ダークピンク Dark Pink ④LFピンク LF Pink ⑤クリアー Clear ⑥LFα
--------------	---

## ベイスMC

BASIS MC

義歯床用レジン(マイクロ液重合レジン)

Denture Base Acrylic Resin for Microwaves

管理医療機器



### 【特徴】

- 片面500W3分間の短時間で重合が完了し、優れた物性と適合が得られます。
- 短時間重合でも気泡の発生はほとんどありません。
- 曲げ強度、吸水性、耐変色性など物性的にも優れています。

### 【Features】

- Superior quality and accurate mouldings obtainable quickly. (3 minutes at 500w)
- Bubble free curing.
- Excellent characteristics include exceptional bending strength, absorbency and color consistency.

色調 Shades	①ライトピンク Light Pink ②ピンク Pink ③LFピンク LF Pink
--------------	---

包装単位 Packing	粉末: 1kg Powder 1kg	標準価格 ¥5,500 Retail Price ¥5,500
	液材: 500ml Liquid 500ml	標準価格 ¥2,400 Retail Price ¥2,400