

Số: 180002366/PCBA-HN

Thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM

2. Địa chỉ: Số 1 ngách 99 ngõ 24 Kim Đồng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 061220182/BOSS Ngày: 06/12/2018

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ tiết niệu

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: STEMA

Địa chỉ chủ sở hữu: H.-E.-Bussestr.4 78333 Stockach

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

(1) Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom

Địa chỉ: Số 01/99/24 Kim Đồng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0983935889 Điện thoại di động:

7. Thành phần hồ sơ:

1	Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A	x
2	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng	x
3	Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế	x
4	Bản phân loại trang thiết bị y tế	x
5	Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.	x
6	Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế	x

7	Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành	x
8	Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT	x
9	Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng	x
10	Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế	x
11	Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế	x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Trần Văn Chung
Phó Giám đốc

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	ĐƠN VỊ TÍNH	CHUNG LOẠI SẢN PHẨM	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
1	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 23Fr với 2 khóa cố định có thanh bịt	Chiếc	AB-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
2	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 25Fr với 2 khóa cố định có thanh bịt	Chiếc	AB-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
3	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 17Fr với van trung tâm có thanh bịt	Chiếc	AB-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
4	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 19Fr với van trung tâm có thanh bịt	Chiếc	AB-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
5	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 21Fr với van trung tâm có thanh bịt	Chiếc	AB-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
6	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 23Fr với van trung tâm có thanh bịt	Chiếc	AB-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
7	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 25Fr với van trung tâm có thanh bịt	Chiếc	AB-002-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
8	Thanh bịt tiêu chuẩn cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 17Fr	Chiếc	AB-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
9	Thanh bịt tiêu chuẩn cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 19Fr	Chiếc	AB-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
10	Thanh bịt tiêu chuẩn cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 21Fr	Chiếc	AB-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
11	Thanh bịt tiêu chuẩn cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 23Fr	Chiếc	AB-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

12	Thanh bít tiêu chuẩn cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 25Fr	Chiếc	AB-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
13	Thanh bít soi cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 17Fr	Chiếc	AB-001-022	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
14	Thanh bít soi cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 19Fr	Chiếc	AB-001-023	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
15	Thanh bít soi cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 21Fr	Chiếc	AB-001-024	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
16	Thanh bít soi cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 23Fr	Chiếc	AB-001-025	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
17	Thanh bít soi cho vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 25Fr	Chiếc	AB-001-026	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
18	Đầu nối nội soi bàng quang cho nội soi niệu đạo nữ	Chiếc	AB-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
19	Cầu nối, chẩn đoán	Chiếc	AB-003-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
20	Cầu nối có 2 kênh dụng cụ, ngắn	Chiếc	AB-003-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
21	Tay cầm thao tác với bộ làm lệch kiểu Albarran và 1 kênh dụng cụ	Chiếc	AB-003-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
22	Tay cầm thao tác với bộ làm lệch kiểu Albarran và 1 kênh dụng cụ, không có chốt	Chiếc	AB-003-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
23	Tay cầm thao tác với bộ làm lệch kiểu Albarran và 2 kênh dụng cụ, không có chốt	Chiếc	AB-003-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
24	Vỏ đặt ống soi 21 Fr, có 2 van cố định kèm trám bít điều chỉnh dòng chảy cố định, gồm cả nòng trong	Chiếc	AB-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

25	Vỏ đặt ống soi 19 Fr, có 2 van cố định kèm trám bít điều chỉnh dòng chảy cố định, gồm cả nòng trong	Chiếc	AB-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
26	Đầu nối nội soi có 1 kênh dụng cụ	Chiếc	AB-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
27	Tay cắt nội soi có bộ lệch hướng ALBARRAN và 2 kênh dụng cụ	Chiếc	AB-003-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
28	Điện cực dạng nút, linh hoạt, 5 Fr., đơn cực, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
29	Cáp kết nối đơn cực cao tần cho Bertchold, Martin, Aesculap, Ø 4mm, 3m	Chiếc	AD-010-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
30	Ống trong 26 Fr., gồm cách điện, có thể xoay	Chiếc	AH-001-301	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
31	Ống ngoài 26 Fr, có lỗ, có thể xoay	Chiếc	AH-001-302	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
32	Trám bít tiêu chuẩn, 24 Fr.	Chiếc	AH-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
33	Điện cực vòng, góc 30°, 24 Fr.	Chiếc	AE-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
34	Điện cực bi lăn 3mm, 24 Fr.	Chiếc	AE-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
35	Điện cực dạng que, 24 Fr.	Chiếc	AE-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
36	Ống tiêm RECORD, 100ml	Chiếc	AJ-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
37	Bộ dụng cụ hút tay Ellik, hoàn chỉnh	Chiếc	AJ-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

38	Bộ ống nối dẫn nước: 01 cái	Chiếc	CJ-005-022	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
39	Tay cắt chủ động, dùng cho ống kính soi 4mm, có lò xo hỗ trợ:	Chiếc	AG-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
40	Điện cực đốt dạng kim, 7 Fr, đơn cực, dài 530mm, loại mềm:	Chiếc	AD-002-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
41	Chổi rửa, 5 x 420mm, gói 10 chiếc	Chiếc	EJ-030-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
42	Nội soi tiết niệu bán cứng MARBERGER, Ø 8,0 / 9,8 Fr., góc nhìn 12°, WL 430mm, kênh thiết bị	Chiếc	AA-007-046	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
43	Ống thông, cỡ số 8	Chiếc	AJ-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
44	Ống thông, cỡ số 12	Chiếc	AJ-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
45	Ống thông , cỡ số 16	Chiếc	AJ-003-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
46	Ống thông, cỡ số 20	Chiếc	AJ-003-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
47	Ống soi tiêu chuẩn vỏ bọc 24 Fr., với van trung tâm, không có bộ đệm	Chiếc	AH-001-101	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
48	Tay cầm dùng cho dụng cụ cắt, cắt thụ động, tay cầm đóng	Chiếc	AG-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
49	Bàn chải làm sạch Ø5mm, 420mm, (Gói 10 miếng)	Chiếc	EJ-030-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
50	Ống bites trực quan cho vỏ dụng cụ 24Fr với kênh làm việc 5fr	Chiếc	AH-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

51	Cáp kết nối đơn cực cho máy với ổ cắm quả chuỗi 4mm, dài 3m	Chiếc	AD-010-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
52	Điện cực đầu nhọn	Chiếc	AE-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
53	Ống tiêm RECORD có đầu nối, 150ml	Chiếc	AJ-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
54	Ống thông, cỡ số 26	Chiếc	AJ-003-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
55	Ống dẫn thông Guyon thẳng, 39cm	Chiếc	AJ-003-142	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
56	Bàn chải làm sạch Ø10mm, 420mm, (Gói 10 miếng)	Chiếc	EJ-030-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
57	Vỏ bộ soi bàng quang - niệu đạo 17Fr với 2 khóa cố định có thanh bịt	Chiếc	AB-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
58	Cầu nối có 2 kênh dụng cụ	Chiếc	AB-003-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
59	Nắp đậy trocar (màu đỏ), Ø 5mm/5,5mm, 10 chiếc, tương thích với nòng trong trocar EH-009-001 to EH-029-303	Chiếc	EJ-020-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
60	Nắp đậy trocar (xanh da trời), Ø 10mm/10,5mm/11mm, 10 chiếc, tương thích với nòng trong trocar EH-009-001 to EH-029-303	Chiếc	EJ-020-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
61	Mỡ đặc biệt cho khóa vòi, van và dụng cụ, ống có 8 gam	Chiếc	EJ-030-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
62	Hộp đựng dụng cụ, kích thước 580 x 280 x 150	Chiếc	FA-110-150	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
64	Dây cảm điện 2m, EU	Chiếc	CJ-010-020	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

65	Điện cực cầm máu hình cầu, thẳng, 24 Fr	Chiếc	AE-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
66	Vỏ ngoài ống nội soi bàng quang - niệu đạo tia Laser 23Fr với 2 khóa cố định dùng cho ống nội soi 30 độ	Chiếc	AB-001-040	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
67	Vỏ trong ống nội soi bàng quang – niệu đạo tia Laser với kênh làm việc 8Fr.	Chiếc	AB-001-041	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
68	Thanh gạt soi cho vỏ ống nội soi bàng quang – niệu đạo AB-001-040	Chiếc	A8B-001-042	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
69	Thanh gạt soi cho vỏ ống nội soi bàng quang - niệu đạo AB-001-040	Chiếc	A8B-001-043	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
70	Vỏ ống nội soi bàng quang-niệu đạo 15Fr với 2 khóa cố định, kênh dụng cụ 5Fr, kênh công cụ	Chiếc	AB-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
71	Vỏ ống nội soi bàng quang-niệu đạo 15Fr với 2 khóa cố định, có thanh gạt	Chiếc	AB-000-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
72	Thanh gạt tiêu chuẩn cho vỏ ngoài nội soi bàng quang – niệu đạo 15Fr.	Chiếc	AB-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
73	Cầu nối, chuẩn đoán dùng cho vỏ 15Fr.	Chiếc	AB-003-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
74	Cầu nối với 1 kênh dụng cụ dùng cho vỏ 15Fr.	Chiếc	AB-003-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
75	Cầu nối với 2 kênh dụng cụ dùng cho vỏ 15Fr.	Chiếc	AB-003-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
76	Tay cầm thao tác với bộ làm lệch kiểu Albarran và 1 kênh dụng cụ dùng cho vỏ 15Fr.	Chiếc	AB-003-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
77	Tay cắt làm việc với bộ làm lệch kiểu Albarran và 2 kênh dụng cụ dùng cho vỏ 15Fr.	Chiếc	AB-003-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

78	Kẹp sinh thiết (dưới), tác động kép, cho ống soi 12 độ / 30 độ	Chiếc	AB-004-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
79	Kẹp sinh thiết (dưới), tác động kép, cho ống soi 70 độ	Chiếc	AB-004-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
80	Kẹp sinh thiết, tác động kép, cho ống soi 0 độ / 12 độ / 30 độ	Chiếc	AB-004-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
81	Kẹp sinh thiết, cắt xuyên suốt, cho ống soi 0 độ / 12 độ	Chiếc	AB-004-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
82	Kéo móc, tác động kép, 0 độ / 12 độ	Chiếc	AB-004-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
83	Kẹp, tác động kép, để loại bỏ các ống stent, cho ống soi 0 độ / 12 độ	Chiếc	AB-004-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
84	Kẹp nắm, tác động kép, cho ống soi 0 độ / 12 độ	Chiếc	AB-004-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
85	Bộ chuyển đổi sử dụng với vỏ bộ cắt đốt nội soi	Chiếc	AB-004-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
86	Bóp sỏi quang, cho ống soi 0 độ / 12 độ / 30 độ	Chiếc	AB-004-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
87	Đầu nối sử dụng với vỏ bộ cắt đốt nội soi 26 - 28.5Fr	Chiếc	AB-004-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
88	Đầu nối sử dụng với vỏ bộ cắt đốt nội soi 26 - 28.5Fr trong hệ thống STM Click	Chiếc	AB-004-009-QL	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
89	Kẹp sinh thiết mềm hình bầu dục, tác động kép Φ1.0mm, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
90	Kẹp sinh thiết mềm hình bầu dục, tác động kép Φ1.6mm, 5Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

91	Kẹp sinh thiết mềm hình bầu dục, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}, 6\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
92	Kẹp sinh thiết mềm hình bầu dục, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
93	Kẹp sinh thiết mềm hình bầu dục, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
94	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
95	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
96	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}, 6\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
97	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
98	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
99	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
100	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}, 6\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
101	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
102	Kẹp gấp sỏi miệng sấu mềm, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
103	Kẹp gấp sỏi miệng sấu mềm, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

104	Kẹp nắm miệng sáu mềm, tác động kép, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
105	Kẹp nắm miệng sáu mềm, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
106	Kẹp nắm miệng sáu mềm, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
107	Kẹp nắm miệng sáu mềm, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
108	Kẹp nắm miệng sáu mềm, tác động kép, Φ3.0mm,9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
109	Kẹp nắm DJ mềm, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
110	Kẹp nắm DJ mềm, tác động kép, Φ3.0mm,9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
111	Kẹp nắm có răng mềm, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
112	Kẹp nắm có răng mềm, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
113	Kẹp nắm răng khóa mềm, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
114	Kẹp nắm răng khóa mềm, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
115	Kẹp nắm răng chuột mềm, tác động kép, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
116	Kẹp nắm răng chuột mềm, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

117	Kẹp gấp sỏi miệng sấu mềm, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
118	Kẹp gấp sỏi miệng sấu mềm, tác động kép, $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
119	Kẹp gấp cho sỏi lớn mềm, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
120	Kẹp gấp cho sỏi lớn mềm, tác động kép, $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
121	Kẹp gấp cho sỏi lớn mềm, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
122	Dụng cụ gấp di vật mềm có tay cầm 3 chân, $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
123	Dụng cụ gấp di vật mềm có tay cầm 3 chân, $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
124	Dụng cụ gấp di vật mềm có tay cầm 3 chân, $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
125	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
126	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
127	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}, 6\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
128	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
129	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

130	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
131	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
132	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
133	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
134	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
135	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
136	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
137	Kẹp sinh thiết bán cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
138	Kẹp gấp sợi miệng sáu bán cứng, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
139	Kẹp gấp sợi miệng sáu bán cứng, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
140	Kẹp nắm miệng sáu bán cứng, tác động kép, $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
141	Kẹp nắm miệng sáu bán cứng, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
142	Kẹp nắm miệng sáu bán cứng, tác động kép, $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

143	Kẹp nắm miệng sáu bán cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
144	Kẹp nắm miệng sáu bán cứng, tác động kép, Φ3.0mm,9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
145	Kẹp nắm DJ bán cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
146	Kẹp nắm DJ bán cứng, tác động kép, Φ3.0mm,9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
147	Kẹp nắm có răng bán cứng, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
148	Kẹp nắm có răng bán cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
149	Kẹp nắm răng khóa bán cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
150	Kẹp nắm răng khóa bán cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
151	Kẹp nắm răng chuột bán cứng, tác động kép, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
152	Kẹp nắm răng chuột bán cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
153	Kẹp gấp sợi miệng sáu bán cứng, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
154	Kẹp gấp sợi miệng sáu bán cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
155	Kẹp gấp cho sợi lớn bán cứng, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

156	Kẹp gấp cho sỏi lớn bán cứng, tác động kép, , Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
157	Kẹp gấp cho sỏi lớn bán cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
158	Dụng cụ gấp di vật bán cứng có tay cầm 3 chân, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
159	Dụng cụ gấp di vật bán cứng có tay cầm 3 chân, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
160	Dụng cụ gấp di vật bán cứng có tay cầm 3 chân, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
161	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, tác động kép Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
162	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, tác động kép Φ1.6mm,5Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
163	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, tác động kép Φ2.1mm,6Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-003-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
164	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, tác động kép Φ2.3mm,7Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
165	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, tác động kép Φ3.0mm,9Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
166	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
167	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
168	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép Φ2.1mm,6Fr, , chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-003-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

169	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
170	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
171	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
172	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-003-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
173	Kẹp sinh thiết cứng hình bầu dục, có răng cưa, có khóa răng, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-015-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
174	Kẹp gấp sỏi miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
175	Kẹp gấp sỏi miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-017-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
176	Kẹp nắm miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
177	Kẹp nắm miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-003-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
178	Kẹp nắm miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
179	Kẹp nắm miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
180	Kẹp nắm miệng sỏi cứng, tác động kép, $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
181	Kẹp nắm DJ cứng, tác động kép, $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

182	Kẹp nắm DJ cứng, tác động kép, Φ3.0mm,9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-008-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
183	Kẹp nắm có răng cứng, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
184	Kẹp nắm có răng cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
185	Kẹp nắm răng khóa cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
186	Kẹp nắm răng khóa cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-020-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
187	Kẹp nắm răng chuốt cứng, tác động kép, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
188	Kẹp nắm răng chuốt cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
189	Kẹp gấp sợi miệng sấu cứng, tác động kép, Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
190	Kẹp gấp sợi miệng sấu cứng, tác động kép, Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
191	Kẹp gấp cho sỏi lớn cứng, tác động kép, , Φ1.2mm,4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
192	Kẹp gấp cho sỏi lớn cứng, tác động kép, , Φ1.6mm,5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
193	Kẹp gấp cho sỏi lớn cứng, tác động kép, Φ2.3mm,7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
194	Dụng cụ gấp di vật cứng có tay cầm 3 chân, Φ1.0mm,3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

195	Dụng cụ gấp di vật cứng có tay cầm 3 chân, $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
196	Dụng cụ gấp di vật cứng có tay cầm 3 chân, $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
197	Kéo mềm, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-005-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
198	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-000	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
199	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
200	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
201	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
202	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
203	Kéo mềm, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
204	Kéo móc mềm, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
205	Kéo móc mềm, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
206	Kéo bán cứng, có răng cưa, tác động kép	Chiếc	AC-005-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
207	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-200	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

208	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
209	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
210	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
211	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
212	Kéo bán cứng, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
213	Kéo rạch niệu quản bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-018-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
214	Kéo rạch niệu quản bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-018-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
215	Kéo nhọn bán cứng, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-302	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
216	Kéo nhọn bán cứng, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-304	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
217	Kéo móc bán cứng, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
218	Kéo móc bán cứng, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
219	Kéo cứng, có răng cưa, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-005-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
220	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-000-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

221	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
222	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
223	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 2.1\text{mm}$, 6Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-003-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
224	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
225	Kéo cứng, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
226	Kéo rạch niệu quản cứng, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-018-001-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
227	Kéo rạch niệu quản cứng, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-018-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
228	Kéo móc cứng, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-004-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
229	Kéo móc cứng, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-005-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
230	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
231	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-006-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
232	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
233	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-004-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

234	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-005-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
235	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, có răng cưa hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
236	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, có răng cưa hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-016-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
237	Kẹp nắm miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
238	Kẹp nắm miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-003-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
239	Kẹp nắm miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
240	Kẹp nắm miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-004-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
241	Kẹp nắm miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-005-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
242	Kẹp gấp sợi miệng sáu, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
243	Kẹp gấp sợi miệng sáu, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
244	Kẹp nắm răng chuột hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
245	Kẹp nắm răng chuột hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-000-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
246	Kẹp nắm răng chuột hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-019-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

247	Kẹp gấp sợi dành cho sỏi lớn hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
248	Kẹp gấp sợi dành cho sỏi lớn hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
249	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-000-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
250	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-001-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
251	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
252	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-004-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
253	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-005-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
254	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-402-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
255	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-004-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
256	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-005-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
257	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-014-002-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
258	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$,	Chiếc	AC-001-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
259	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$,	Chiếc	AC-001-006-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

260	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-001-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
261	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép Φ2.3mm,7Fr,	Chiếc	AC-001-004-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
262	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép Φ3.0mm,9Fr,	Chiếc	AC-001-005-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
263	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, có răng cưa , tác động kép kép Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-016-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
264	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, có răng cưa, tác động kép kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-016-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
265	Ruột Kẹp nắm miệng sáu , tác động kép Φ1.0mm,3Fr,	Chiếc	AC-006-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
266	Ruột Kẹp nắm miệng sáu , tác động kép Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-006-003-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
267	Ruột Kẹp nắm miệng sáu , tác động kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-006-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
268	Ruột Kẹp nắm miệng sáu , tác động kép Φ2.3mm,7Fr,	Chiếc	AC-006-004-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
269	Ruột Kẹp nắm miệng sáu , tác động kép Φ3.0mm,9Fr,	Chiếc	AC-006-005-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
270	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sáu, tác động kép Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-007-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
271	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sáu, tác động kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-007-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
272	Ruột Kẹp nắm răng chuột , tác động kép Φ1.0mm,3Fr,	Chiếc	AC-019-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

273	Ruột Kẹp nắm răng chuột , tác động kép Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-019-000-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
274	Ruột Kẹp nắm răng chuột , tác động kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-019-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
275	Ruột Kẹp gấp sợi dành cho sỏi lớn, tác động kép Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-009-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
276	Ruột Kẹp gấp sợi dành cho sỏi lớn, tác động kép Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-009-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
277	Ruột Kéo, tác động đơn Φ1.0mm,3Fr,	Chiếc	AC-003-000-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
278	Ruột Kéo, tác động đơn Φ1.2mm,4Fr,	Chiếc	AC-003-001-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
279	Ruột Kéo, tác động đơn Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-003-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
280	Ruột Kéo, tác động đơn Φ2.3mm,7Fr,	Chiếc	AC-003-004-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
281	Ruột Kéo, tác động đơn Φ3.0mm,9Fr,	Chiếc	AC-003-005-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
282	Ruột Kéo nhọn , tác động đơn Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-003-402-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
283	Ruột Kéo móc , tác động đơn Φ2.3mm,7Fr,	Chiếc	AC-004-004-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
284	Ruột Kéo móc , tác động đơn Φ3.0mm,9Fr,	Chiếc	AC-004-005-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
285	Ruột Kẹp sinh thiết bấm , tác động đơn Φ1.6mm,5Fr,	Chiếc	AC-014-002-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

286	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
287	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-206-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
288	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
289	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-203-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
290	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
291	Kẹp nắm miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
292	Kẹp nắm miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-203-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
293	Kẹp nắm miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
294	Kẹp nắm miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
295	Kẹp nắm miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
296	Kẹp gấp sợi miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
297	Kẹp gấp sợi miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
298	Kẹp gấp sợi dành cho sợi lớn hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

299	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-200-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
300	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
301	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
302	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
303	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
304	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-612-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
305	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-614-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
306	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
307	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-004-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
308	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-014-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
309	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr,	Chiếc	AC-001-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
310	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr,	Chiếc	AC-001-206-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
311	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-001-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

312	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-001-203-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
313	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr,	Chiếc	AC-001-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
314	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sáu, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr,	Chiếc	AC-007-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
315	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sáu, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-007-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
316	Ruột Kẹp gấp sỏi dành cho sỏi lớn, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr,	Chiếc	AC-009-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
317	Ruột Kéo, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr,	Chiếc	AC-003-200-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
318	Ruột Kéo, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr,	Chiếc	AC-003-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
319	Ruột Kéo, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-003-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
320	Ruột Kéo, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-003-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
321	Ruột Kéo, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr,	Chiếc	AC-003-205-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
322	Ruột Kéo nhọn, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-003-612-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
323	Ruột Kéo nhọn, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-003-614-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
324	Ruột Kéo móc, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-204-004-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

325	Ruột Kéo móc, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr,	Chiếc	AC-004-205-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
326	Ruột Kẹp sinh thiết bấm, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-014-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
327	Tay cầm Kẹp sinh thiết bấm, tác động đơn	Chiếc	AC-100-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
328	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-101-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
329	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-101-206-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
330	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-101-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
331	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-101-203-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
332	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-101-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
333	Kẹp miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-106-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
334	Kẹp miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-106-203-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
335	Kẹp miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-106-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
336	Kẹp miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-106-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
337	Kẹp miệng sáu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-106-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

338	Kẹp gấp sợi miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-107-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
339	Kẹp gấp sợi miệng sấu hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-107-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
340	Kẹp gấp sợi dành cho sỏi lớn hoàn chỉnh, tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-109-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
341	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$, 3Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-200-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
342	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$, 4Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-201-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
343	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
344	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
345	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
346	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-612-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
347	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-103-614-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
348	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-104-204-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
349	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-104-205-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
350	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-114-202-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

351	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$,	Chiếc	AC-101-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
352	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$,	Chiếc	AC-101-206-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
353	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$,	Chiếc	AC-101-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
354	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$,	Chiếc	AC-101-203-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
355	Ruột Kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$,	Chiếc	AC-101-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
356	Ruột Kẹp miệng sâu , tác động kép $\Phi 1.0\text{mm}, 3\text{Fr}$,	Chiếc	AC-006-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
357	Ruột Kẹp miệng sâu , tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$,	Chiếc	AC-006-203-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
358	Ruột Kẹp miệng sâu , tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$,	Chiếc	AC-006-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
359	Ruột Kẹp miệng sâu , tác động kép $\Phi 2.3\text{mm}, 7\text{Fr}$,	Chiếc	AC-006-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
360	Ruột Kẹp miệng sâu , tác động kép $\Phi 3.0\text{mm}, 9\text{Fr}$,	Chiếc	AC-006-205-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
361	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sâu , tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$,	Chiếc	AC-107-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
362	Ruột Kẹp gấp sỏi miệng sâu , tác động kép $\Phi 1.6\text{mm}, 5\text{Fr}$,	Chiếc	AC-107-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
363	Ruột Kẹp gấp sỏi dành cho sỏi lớn , tác động kép $\Phi 1.2\text{mm}, 4\text{Fr}$,	Chiếc	AC-109-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

364	Ruột Kéo , tác động đơn $\Phi 1.0\text{mm}$,3Fr,	Chiếc	AC-103-200-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
365	Ruột Kéo , tác động đơn $\Phi 1.2\text{mm}$,4Fr,	Chiếc	AC-103-201-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
366	Ruột Kéo , tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$,5Fr,	Chiếc	AC-103-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
367	Ruột Kéo , tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$,7Fr,	Chiếc	AC-103-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
368	Ruột Kéo , tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$,9Fr,	Chiếc	AC-103-205-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
369	Ruột Kéo nhọn , tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-103-612-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
370	Ruột Kéo nhọn , tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-103-614-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
371	Ruột Kéo móc , tác động đơn $\Phi 2.3\text{mm}$, 7Fr,	Chiếc	AC-104-204-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
372	Ruột Kéo móc , tác động đơn $\Phi 3.0\text{mm}$, 9Fr,	Chiếc	AC-104-205-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
373	Ruột Kẹp sinh thiết bấm , tác động đơn $\Phi 1.6\text{mm}$, 5Fr,	Chiếc	AC-114-202-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
374	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
375	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
376	Tay cầm cho Rọ lấy sỏi 3Fr	Chiếc	AF-001-020	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

377	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
378	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
379	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
380	Rọ lấy sỏi Dhoặcmia, giỏ đựng tubus, số dây 4, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
381	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 5, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
382	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 5, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
383	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 5, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
384	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 5, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
385	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 6, 5Fr chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
386	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 6, 5Fr chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
387	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 6, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
388	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 6, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
389	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

390	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
391	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
392	Rọ lấy sỏi Dormia, giỏ đựng tubus, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
393	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-019	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
394	Tay cầm cho rọ lấy sỏi 5 và 7Fr	Chiếc	AF-001-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
395	Vòng điện cực hoan chỉnh có tay cầm, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
396	Vòng điện cực, có tubus, 5Fr, chiều dài làm việc 60 cm	Chiếc	AF-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
397	Vòng điện cực có tay cầm, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
398	Vòng điện cực, có tubus, 7Fr, chiều dài làm việc 60 cm	Chiếc	AF-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
399	Tay cầm với kết nối cao tần cho vòng điện cực	Chiếc	AF-002-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
400	Cáp kết nối đơn cực cho Bertchold, Martin, Aesculap, đường kính 4mm, chiều dài 3m	Chiếc	AD-010-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
401	Cáp kết nối đơn cực cho Bertchold, Martin, Aesculap, đường kính 4mm, chiều dài 5m	Chiếc	AD-010-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
402	Cáp kết nối đơn cực cho Erbe, ACC/ICC, Storz, đường kính 5mm, chiều dài 3m	Chiếc	AD-010-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

403	Cáp kết nối đơn cực cho Erbe, ACC/ICC, Storz, đường kính 5mm, chiều dài 5m	Chiếc	AD-010-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
404	Cáp kết nối đơn cực với Valleylab/Conmed, đường kính 8mm, chiều dài 3m	Chiếc	AD-010-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
405	Cáp kết nối đơn cực với Valleylab/Conmed, đường kính 8mm, chiều dài 5m	Chiếc	AD-010-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
406	Cáp kết nối đơn cực cho máy với ổ cắm quả chuối 4mm, chiều dài 5m	Chiếc	AD-010-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
407	Cáp kết nối đơn cực cho các đơn vị STM MASTER có nhận điện SDS, chiều dài 4.5m	Chiếc	AD-010-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
408	Cáp kết nối đơn cực cho các đơn vị STM MASTER, chiều dài 4.5m	Chiếc	AD-010-024	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
409	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ	Chiếc	AH-001-202	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
410	Vỏ ngoài 28.5Fr. Có đục lỗ	Chiếc	AH-001-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
411	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ trên/ dưới	Chiếc	AH-001-204	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
412	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ trên	Chiếc	AH-001-206	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
413	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ dưới	Chiếc	AH-001-207	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
414	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ xung quanh	Chiếc	AH-001-203	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
415	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ (đục lỗ trên)	Chiếc	AH-001-205	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

416	Vỏ ngoài 28.5Fr. Có đục lỗ (đục lỗ trên)	Chiếc	AH-001-216	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
417	Vỏ trong 26Fr. Có cách điện bằng sứ	Chiếc	AH-001-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
418	Vỏ trong 28.5Fr. Có cách điện bằng sứ	Chiếc	AH-001-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
419	Vỏ ngoài 28.5Fr. Có đục lỗ, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-312	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
420	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ trên/ dưới, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-304	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
421	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ trên, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-306	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
422	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ dưới, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-307	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
423	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ xung quanh, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-303	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
424	Vỏ ngoài 26Fr. Có đục lỗ (đục lỗ trên), có thể xoay được	Chiếc	AH-001-305	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
425	Vỏ ngoài 28.5Fr. Có đục lỗ (đục lỗ trên), có thể xoay được	Chiếc	AH-001-316	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
426	Vỏ trong 28.5Fr. Có cách điện bằng sứ, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-311	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
427	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 24Fr với 1 khóa cố định	Chiếc	AH-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
428	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 27Fr với 1 khóa cố định	Chiếc	AH-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

429	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 24Fr với cửa sổ xa, 1 khóa cố định	Chiếc	AH-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
430	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 27Fr với cửa sổ xa, 1 khóa cố định	Chiếc	AH-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
431	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 24Fr với van trung tâm	Chiếc	AH-001-101	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
432	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 27Fr với van trung tâm	Chiếc	AH-001-102	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
433	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 24Fr với cửa sổ xa và van trung tâm	Chiếc	AH-001-103	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
434	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 27Fr với cửa sổ xa và van trung tâm	Chiếc	AH-001-104	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
435	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ dụng cụ soi cắt đoạn 27 Fr, cho vỏ ngoài 28.5 Fr.	Chiếc	AH-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
436	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ dụng cụ soi cắt đoạn 24 Fr, cho vỏ ngoài 26 Fr.	Chiếc	AH-001-111	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
437	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ dụng cụ soi cắt đoạn 27 Fr, cho vỏ ngoài 28.5 Fr.	Chiếc	AH-001-112	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
438	Ống bịt lệch hướng cho vỏ dụng cụ soi cắt 24 Fr, cho vỏ ngoài 26 Fr.	Chiếc	AH-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
439	Ống bịt lệch hướng cho vỏ dụng cụ soi cắt 27 Fr, cho vỏ ngoài 28.5 Fr.	Chiếc	AH-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
440	Ống bịt trực quan cho vỏ dụng cụ soi cắt 24 Fr, cho vỏ ngoài 26 Fr	Chiếc	AH-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
441	Ống bịt trực quan cho vỏ dụng cụ soi cắt 27 Fr, cho vỏ ngoài 28.5 Fr.	Chiếc	AH-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

442	Ống bít trực quan cho vỏ dụng cụ 24Fr với kênh công cụ 5fr, cho vỏ ngoài 26 Fr	Chiếc	AH-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
443	Ống bít trực quan cho vỏ dụng cụ 24Fr với kênh công cụ 5fr, cho vỏ ngoài 28.5 Fr.	Chiếc	AH-001-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
444	Tay cầm của dụng cụ soi cắt, cắt chủ động, tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
445	Tay cầm của dụng cụ soi cắt, cắt chủ động, tay cầm mở, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
446	Tay cầm của dụng cụ soi cắt, titan, cắt thụ động, tay cầm đóng, hỗ trợ lò xo cắt	Chiếc	AG-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
447	Tay cầm của dụng cụ cắt, titan, cắt chủ động, tay cầm đóng, cắt dựa vào hỗ trợ lò xo	Chiếc	AG-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
448	Tay cầm dùng cho dụng cụ cắt laser, titan, cắt thụ động, tay cầm đóng, với kênh dò 0.8mm	Chiếc	AG-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
449	Tay cầm dùng cho dụng cụ cắt laser, titan, cắt thụ động, tay cầm đóng, với kênh dò 1.2mm	Chiếc	AG-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
450	Tay cầm Mc Carthy dùng cho dụng cụ soi cắt	Chiếc	AG-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
451	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, 24Fr	Chiếc	AE-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
452	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, 27Fr	Chiếc	AE-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
453	Điện cực vòng cắt góc, 24Fr	Chiếc	AE-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
454	Điện cực vòng cắt góc, 27Fr	Chiếc	AE-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

455	Điện cực vòng cắt thẳng, 24Fr	Chiếc	AE-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
456	Điện cực vòng cắt thẳng, 27Fr	Chiếc	AE-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
457	Điện cực vòng bị đường kính 3mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
458	Điện cực vòng bị đường kính 5mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
459	Điện cực hình nón, 24Fr	Chiếc	AE-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
460	Điện cực trục lăn đường kính 3mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
461	Điện cực trục lăn đường kính 5mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
462	Điện cực mũi nhọn đường kính 3mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
463	Điện cực mũi nhọn đường kính 5mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
464	Điện cực hóa hơi đường kính 3mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
465	Điện cực hóa hơi đường kính 5mm , 24Fr	Chiếc	AE-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
466	Điện cực dao, 24Fr	Chiếc	AE-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
467	Điện cực Dài gấp góc, 24Fr	Chiếc	AE-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

468	Điện cực Dài gấp góc, 27Fr	Chiếc	AE-002-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
469	Điện cực Dài gấp góc 30 độ , 24Fr	Chiếc	AE-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
470	Điện cực Dài gấp góc 30 độ , 27Fr	Chiếc	AE-002-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
471	Điện cực hóa hơi dài gấp góc, 24Fr	Chiếc	AE-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
472	Curette sắc, tròn, (không dùng với HF!), 24Fr	Chiếc	AE-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
473	Curette sắc, tròn, (không dùng với HF!), 27Fr	Chiếc	AE-002-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
474	Cáp kết nối đơn cực cho máy với ổ cắm hình quả chuối 4mm, chiều dài 3m	Chiếc	AD-010-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
475	Dụng cụ soi cắt đường kính 2.7mm, góc nhìn 30 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
476	Dụng cụ soi cắt HD đường kính 2.7mm, góc nhìn 30 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
477	Vỏ ngoài 22 Fr. có đục lỗ	Chiếc	AH-002-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
478	Vỏ trong 19 Fr. với lớp cách điện sứ	Chiếc	AH-002-201	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
479	Vỏ ngoài 22 Fr. có đục lỗ, có thể xoay được	Chiếc	AH-002-302	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
480	Vỏ trong 22 Fr. với lớp cách điện sứ, có thể xoay được	Chiếc	AH-002-301	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

481	Đầu bịt tiêu chuẩn 19 Fr , cho vỏ ngoài 22Fr	Chiếc	AH-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
482	Đầu bịt trực quan 19 Fr , cho vỏ ngoài 22Fr	Chiếc	AH-002-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
483	Vỏ dụng cụ soi cắt tiêu chuẩn 19 Fr., 1 khóa cố định, không có đầu bịt	Chiếc	AH-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
484	Tay cầm cho dụng cụ soi cắt SLIM, cắt thụ động, tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
485	Tay cầm dùng cho dụng cụ cắt, cắt thụ động , tay cầm mở, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
486	Tay cầm cho dụng cụ cắt, cắt chủ động, tay cầm đóng, cắt không cần lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
487	Tay cầm cho dụng cụ soi cắt, cắt chủ động , tay cầm mở, cắt không cần lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
488	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, 19Fr	Chiếc	AE-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
489	Điện cực vòng cắt thẳng, 19Fr	Chiếc	AE-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
490	Điện cực vòng bi Ø 3mm, 19Fr	Chiếc	AE-003-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
491	Điện cực trục lăn Ø 3mm, 19Fr	Chiếc	AE-003-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
492	Điện cực hóa hơi, 19Fr	Chiếc	AE-003-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
493	Điện cực dao, 19Fr	Chiếc	AE-003-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

494	Tay cầm SALINE dùng cho dụng cụ soi cắt mini, cắt thụ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
495	Tay cầm SALINE dùng cho dụng cụ soi cắt mini, cắt chủ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
496	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, 19Fr	Chiếc	AE-003-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
497	Điện cực vòng cắt góc 90 độ, 19Fr	Chiếc	AE-003-032	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
498	Điện cực vòng cắt thẳng , 19Fr	Chiếc	AE-003-033	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
499	Điện cực vòng bi đường kính 3mm, 19Fr	Chiếc	AE-003-034	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
500	Điện cực trực lăn đường kính 3mm, 19Fr	Chiếc	AE-003-040	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
501	Điện cực dao, 19Fr	Chiếc	AE-003-036	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
502	Vỏ ngoài 18.5 Fr. có đục lỗ	Chiếc	AH-002-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
503	Vỏ trong 17.5 Fr. với lớp cách điện sứ, có thể xoay được	Chiếc	AH-002-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
504	Đầu bít tiêu chuẩn 17.5 Fr., cho vỏ ngoài 18.5 Fr.	Chiếc	AH-002-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
505	Tay cầm dùng cho dụng cụ soi cắt mini, cắt thụ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
506	Tay cầm dùng cho dụng cụ soi cắt mini, cắt chủ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-002-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

507	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, 17.5 Fr	Chiếc	AE-003-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
508	Điện cực vòng cắt thẳng , 17.5 Fr	Chiếc	AE-003-023	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
509	Điện cực vòng bi đường kính Ø 2mm, 17.5 Fr	Chiếc	AE-003-024	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
510	Điện cực dao, 17.5 Fr	Chiếc	AE-003-026	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
511	Vỏ ngoài 26 Fr. có đục lỗ, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-302	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
512	Vỏ trong 26 Fr. với lớp cách điện sứ, có thể xoay được	Chiếc	AH-001-301	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
513	Ống bites tiêu chuẩn cho vỏ dụng cụ 24 Fr, cho vỏ ngoài 26 Fr	Chiếc	AH-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
514	Tay cầm SALINE cho dụng cụ soi cắt, cắt thụ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào hỗ trợ lò xo	Chiếc	AG-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
515	Tay cầm SALINE cho dụng cụ soi cắt, cắt chủ động , tay cầm đóng, cắt không cần lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
516	Điện cực vòng cắt góc 30 độ, cắt khõe	Chiếc	AE-001-030	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
517	Điện cực vòng cắt góc 30 độ	Chiếc	AE-001-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
518	Điện cực dao	Chiếc	AE-001-032	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
519	Điện cực vòng cắt góc 90 độ	Chiếc	AE-001-033	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

520	Điện cực trực lăn đường kính 3mm	Chiếc	AE-001-034	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
521	Điện cực trực lăn đường kính 5mm	Chiếc	AE-001-035	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
522	Điện cực vòng cắt thẳng	Chiếc	AE-001-036	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
523	Điện cực trực lăn hóa hơi trơn đường kính 3mm	Chiếc	AE-001-037	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
524	Điện cực trực lăn hóa hơi trơn đường kính 5mm	Chiếc	AE-001-043	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
525	Điện cực trực lăn hóa hơi gai đường kính 3mm	Chiếc	AE-001-038	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
526	Điện cực hình nón	Chiếc	AE-001-039	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
527	Điện cực trực lăn trơn đường kính 3mm	Chiếc	AE-001-040	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
528	Điện cực trực lăn trơn đường kính 5mm	Chiếc	AE-001-042	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
529	Điện cực dài gấp góc 30 độ	Chiếc	AE-001-041	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
530	Điện cực đầu nắm	Chiếc	AE-001-044	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
531	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho Martin Maxium, chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
532	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho Erbe Vio, chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

533	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho Valleylab, Lamidey, EMC, chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
534	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho 2 ổ cắm hình quả chuối, chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
535	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho dụng cụ STM MASTER có nhận diện SDS , chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
536	Cáp kết nối dụng cụ soi cắt lưỡng cực cho dụng cụ STM MASTER , chiều dài 4,5m	Chiếc	AD-010-034	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
537	Bộ chọc hút nước tiểu trên xương mu, bộ hoàn chỉnh	Chiếc	AB-007-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
538	Vỏ trocar 16Fr có kênh đo áp lực	Chiếc	AB-007-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
539	Đĩa cố định có thể điều chỉnh, mở bên cạnh	Chiếc	AB-007-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
540	Ống dẫn, mở bên cạnh, để đặt ống thông trên mu	Chiếc	AB-007-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
541	Trocar có đầu thông	Chiếc	AB-007-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
542	Trocar có đầu hình kim tự tháp	Chiếc	AB-007-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
543	Ống thông hút	Chiếc	AB-007-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
544	Ống thông tràn để ổn định áp lực	Chiếc	AB-007-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
545	Ruột khay cho ống cắt đoạn (không kèm dụng cụ và hộp khử trùng), kích thước 370 x 255 x 45mm (D x R x C)	Chiếc	AJ-010-020	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

546	Ruột khay cho nộ soi bàng quang (không kèm dụng cụ và hộp khử trùng), kích thước 370 x 255 x 45mm (D x R x C)	Chiếc	AJ-010-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
547	Hộp khử trùng cho khay tiết niệu 400 x 290 x 75mm	Chiếc	FA-600-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
548	Bộ dụng cụ hút tay Ellik hoàn chỉnh có vỏ kết nối và khóa	Chiếc	AJ-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
549	Bát	Chiếc	AJ-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
550	Bóng hút	Chiếc	AJ-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
551	Ống hình nón	Chiếc	AJ-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
552	Vỏ kết nối cho Ellik	Chiếc	AJ-002-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
553	Ống tiêm RECORD có đầu nối, 50ml	Chiếc	AJ-001-000	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
554	Xi lanh thay thế cho ống tiêm RECORD có đầu nối, 50ml	Chiếc	AJ-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
555	Ống tiêm RECORD có đầu nối, 75ml	Chiếc	AJ-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
556	Xi lanh thay thế cho ống tiêm RECORD có đầu nối, 75ml	Chiếc	AJ-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
557	Ống tiêm RECORD có đầu nối, 100ml	Chiếc	AJ-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
558	Xi lanh thay thế cho ống tiêm RECORD có đầu nối, 100ml	Chiếc	AJ-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

559	Ống tiêm RECORD có đầu nối, 150ml	Chiếc	AJ-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
560	Xi lanh thay thế cho ống tiêm RECORD có đầu nối, 150ml	Chiếc	AJ-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
561	Dao niệu đạo OTIS với 3 đầu có thể tháo đổi gồm 2 dao	Chiếc	AI-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
562	Dao phụ cho dao niệu đạo OTIS	Chiếc	AI-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
563	Vỏ ống soi niệu đạo 21 Fr. với kênh dụng cụ 5 Fr.	Chiếc	AI-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
564	Cầu nối ống nội soi với 1 kênh dụng cụ, tương thích với vỏ dao niệu đạo A8I-001-001	Chiếc	AI-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
565	Vỏ cho A8I-001-001, mở bên cạnh	Chiếc	AI-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
566	Vỏ phụ 25 Fr. cho dòng chảy liên tục	Chiếc	AI-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
567	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi niệu đạo 21 Fr.	Chiếc	AI-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
568	Ống bịt cho vỏ 21 Fr. với kênh dụng cụ 5 Fr.	Chiếc	AI-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
569	Đầu bịt trực quan cho vỏ 21 Fr.	Chiếc	AI-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
570	Tay cầm dùng cho dụng cụ soi cắt, cắt thụ động , tay cầm đóng, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
571	Tay cầm dùng cho dụng cụ soi cắt, cắt thụ động , tay cầm mở, cắt dựa vào lò xo hỗ trợ	Chiếc	AG-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

572	Dao cắt lạnh thẳng	Chiếc	AI-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
573	Dao cắt lạnh thẳng, hình sóng	Chiếc	AI-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
574	Dao cắt lạnh vòng	Chiếc	AI-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
575	Dao cắt lạnh hình vòng nhẫn	Chiếc	AI-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
576	Dao cắt lạnh hình móc	Chiếc	AI-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
577	Ống nội soi đường kính 2.9mm, góc nhìn 0 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
578	Vỏ ống soi niệu đạo 15.5 Fr. với kênh dụng cụ 3 Fr.	Chiếc	AI-005-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
579	Cầu nối ống nội soi với 1 kênh dụng cụ, tương thích với vỏ A8I-005-001	Chiếc	AI-005-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
580	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ 15.5 Fr.	Chiếc	AI-005-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
581	Tay cầm dùng cho dụng cụ soi cắt, cắt thụ động , tay cầm đóng với kết nối HF	Chiếc	AG-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
582	Dao cắt lạnh thẳng	Chiếc	AI-005-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
583	Dao cắt lạnh thẳng, hình sóng	Chiếc	AI-005-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
584	Dao cắt lạnh hình móc	Chiếc	AI-005-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

585	Ống soi thận với góc quan sát 45 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 0 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
586	Ống soi thận với góc quan sát 45 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 6 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
587	Ống soi thận với góc quan sát 45 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 15 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
588	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 0 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
589	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 6 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-022	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
590	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 15 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
591	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa có thể xoay được</u> , 24 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
592	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa có thể xoay được</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
593	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa cố định</u> , 24 Fr. (tương thích với tất cả ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
594	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa cố định</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
595	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, có đục lỗ, <u>khóa có thể xoay được</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
596	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, có đục lỗ, <u>khóa cố định</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 200mm)	Chiếc	AB-006-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
597	Ống bịt rỗng 24Fr. dùng cho vỏ ống soi thận 24Fr (200mm)	Chiếc	AB-006-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

598	Ống bịt rỗng 26Fr. dùng cho vỏ ống soi thận 26Fr (200mm)	Chiếc	AB-006-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
599	Ống soi thận với góc quan sát 45 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 0 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
600	Ống soi thận với góc quan sát 45 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 6 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
601	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 0 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
602	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 6 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-032	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
603	Ống soi thận với góc quan sát 90 độ, Đường kính 7.45mm, góc nhìn 15 độ , kênh hút đường kính 1.5mm, kênh làm việc đường kính 4.7mm, chiều	Chiếc	AA-006-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
604	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa có thể xoay được</u> , 24 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-061	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
605	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa có thể xoay được</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-067	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
606	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa cố định</u> , 24 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-065	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
607	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, <u>khóa cố định</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-066	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
608	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, có đục lỗ, <u>khóa có thể xoay được</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-063	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
609	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, có đục lỗ, <u>khóa cố định</u> , 26 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 250mm)	Chiếc	AB-006-068	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
610	Ống bịt rỗng 24 Fr. dùng cho vỏ ống nội soi 24Fr (250mm)	Chiếc	AB-006-062	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

611	Ống bít rộng 26 Fr. dùng cho vỏ ống nội soi 26Fr (250mm)	Chiếc	AB-006-064	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
612	Bộ ống thông bao gồm 6 ống thông giãn nở 9, 12, 15, 18, 21 và 24Fr, 1 ống dẫn dò cứng và 1 ống dẫn dò mềm	Chiếc	AB-006-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
613	Ống dẫn dò cứng	Chiếc	AB-006-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
614	Ống dẫn dò mềm	Chiếc	AB-006-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
615	Vỏ ngoài giãn nở 9 Fr.	Chiếc	AB-006-020	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
616	Vỏ ngoài giãn nở 12 Fr.	Chiếc	AB-006-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
617	Vỏ ngoài giãn nở 15 Fr.	Chiếc	AB-006-022	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
618	Vỏ ngoài giãn nở 18 Fr.	Chiếc	AB-006-023	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
619	Vỏ ngoài giãn nở 21 Fr.	Chiếc	AB-006-024	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
620	Vỏ ngoài giãn nở 24 Fr.	Chiếc	AB-006-025	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
621	Vỏ ngoài giãn nở 27 Fr.	Chiếc	AB-006-026	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
622	Vỏ ngoài giãn nở 30 Fr.	Chiếc	AB-006-027	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
623	Kẹp nghiền sỏi Fenestrated, tay cầm dạng lò xo chữ U, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-046	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

624	Kẹp nghiền sỏi Fenestrated, tay cầm dạng nhẫn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-048	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
625	Kẹp nghiền sỏi Fenestrated, tay cầm dạng lò xo chữ U, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-040	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
626	Kẹp nghiền sỏi Fenestrated, tay cầm dạng nhẫn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-042	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
627	Kẹp giữ sỏi 3 chân cho sỏi lớn, tay cầm dạng lò xo chữ U, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-047	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
628	Kẹp giữ sỏi 3 chân cho sỏi lớn, tay cầm dạng lò xo chữ U, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-041	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
629	Kìm sinh thiết với tay cầm dạng nhẫn, một lưỡi động, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-049	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
630	Kìm sinh thiết với tay cầm dạng nhẫn, một lưỡi động, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-043	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
631	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu với tay cầm dạng nhẫn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-050	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
632	Kẹp nghiền sỏi với tay cầm dạng nhẫn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-044	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
633	Kéo với tay cầm dạng nhẫn, tác động đơn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 380mm	Chiếc	AB-006-051	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
634	Kéo với tay cầm dạng nhẫn, tác động đơn, Ø3.5mm, chiều dài làm việc 430mm	Chiếc	AB-006-045	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
635	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 11.3 Fr., góc nhìn 0 độ , kênh làm việc đường kính 5.4 Fr, chiều dài làm việc 220m	Chiếc	AA-006-060	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
636	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 11.3 Fr., góc nhìn 15 độ , kênh làm việc đường kính 5.4 Fr, chiều dài làm việc 220m	Chiếc	AA-006-061	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

637	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 11.3 Fr., góc nhìn 30 độ , kênh làm việc đường kính 5.4 Fr, chiều dài làm việc 220mm	Chiếc	AA-006-062	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
638	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 15 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-150	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
639	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 15 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-152	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
640	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 15 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-154	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
641	Ống bites rộng, 15 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-150 / ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-151	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
642	Ống bites rộng, 15 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-152 / ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-153	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
643	Ống bites rộng, 15 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-154 / ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-155	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
644	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động đơn, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-001-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
645	Kẹp sinh thiết hình bầu dục có răng cưa, tác động kép, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-002-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
646	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu, tác động kép, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-006-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
647	Kẹp sỏi dạng ống 8mm, tác động kép, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-007-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
648	Kéo, tác động đơn, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-003-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
649	Kẹp gấp sỏi cho sỏi to, tác động kép, cứng, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-009-002-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

650	Kẹp giữ sợi 3 chân, mềm, có tay cầm, Φ 1.6mm, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AC-012-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
651	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 13.8 Fr., góc nhìn 0 độ, kênh làm việc đường kính 7.5 Fr, chiều dài làm việc 220mm	Chiếc	AA-006-063	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
652	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 13.8 Fr., góc nhìn 15 độ, kênh làm việc đường kính 7.5 Fr, chiều dài làm việc 220mm	Chiếc	AA-006-064	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
653	Ống soi thận HD với góc quan sát 45 độ, đường kính 13.8 Fr., góc nhìn 30 độ, kênh làm việc đường kính 7.5 Fr, chiều dài làm việc 220mm	Chiếc	AA-006-065	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
654	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 16.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-156	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
655	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 16.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-158	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
656	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 16.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-160	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
657	Ống bịt rỗng, 16.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-156 / ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-157	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
658	Ống bịt rỗng, 16.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-158 / ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-159	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
659	Ống bịt rỗng, 16.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-160 / ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-161	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
660	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-243	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
661	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-343	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
662	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, răng cưa, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-242	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

663	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, răng cưa, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-342	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
664	Kẹp nghiền sỏi, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-244	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
665	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu, tác động kép, cứng, Φ 2.1, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-344	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
666	Kéo nhọn, tác động đơn, Φ 2.1, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-245	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
667	Kéo nhọn, tác động đơn, Φ 2.1, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-345	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
668	Kẹp giữ sỏi 3 chân, cứng, với tay cầm dạng lò xo chữ U, Φ 2.1, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-246	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
669	Kẹp giữ sỏi 3 chân, cứng, với tay cầm dạng lò xo chữ U, Φ 2.1, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-346	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
670	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 19.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-162	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
671	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 19.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-164	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
672	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 19.5 Fr. (tương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm/ ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-166	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
673	Ống bọt rỗng, 19.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-162 / ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-163	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
674	Ống bọt rỗng, 19.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-164 / ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-165	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
675	Ống bọt rỗng, 19.5 Fr. (tương thích với vỏ A8B-006-166 / ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-167	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

676	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 23 Fr. (trương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm / ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-168	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
677	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 23 Fr. (trương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm / ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-170	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
678	Vỏ ống soi thận cho dòng chảy liên tục, khóa có thể xoay được, 23 Fr. (trương thích với ống soi thận có chiều dài làm việc 220mm / ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-172	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
679	Ống bites rỗng, 23 Fr. (trương thích với vỏ A8B-006-168 / ống soi 0 độ)	Chiếc	AB-006-169	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
680	Ống bites rỗng, 23 Fr. (trương thích với vỏ A8B-006-170 / ống soi 15 độ)	Chiếc	AB-006-171	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
681	Ống bites rỗng, 23 Fr. (trương thích với vỏ A8B-006-172 / ống soi 30 độ)	Chiếc	AB-006-173	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
682	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép, cứng, $\Phi 3\text{mm}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-443	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
683	Kẹp nghiền sỏi Fenestrated, tác động kép, cứng, $\Phi 3\text{mm}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-442	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
684	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu, tác động kép, cứng, $\Phi 3\text{mm}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-444	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
685	Kéo nhọn, tác động đơn, $\Phi 3\text{mm}$, chiều dài làm việc 500mm	Chiếc	AB-006-445	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
686	Kẹp giữ sỏi 3 chân, cứng, với tay cầm dạng lò xo chữ U, $\Phi 3\text{mm}$, chiều dài làm việc 400mm	Chiếc	AB-006-446	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
687	Vỏ ống soi thận mini không có đục lỗ, dòng chảy liên tục, khóa cố định, 15/18 Fr.	Chiếc	AB-006-100	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
688	Vỏ ống soi thận mini không có đục lỗ, dòng chảy liên tục, khóa cố định, 16.5/19.5 Fr.	Chiếc	AB-006-101	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

689	Vỏ ống soi thận mini không có đục lỗ, dòng chảy liên tục, khóa cố định, 21/24 Fr.	Chiếc	AB-006-102	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
690	Que nong 15/18 Fr. với niệu quản trung tâm đường kính 3 Fr.	Chiếc	AB-006-110	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
691	Que nong 16/19.5 Fr. với 2 kênh đường kính 2x3 Fr.	Chiếc	AB-006-111	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
692	Que nong 21/24 Fr. với 2 kênh đường kính 2x5 Fr.	Chiếc	AB-006-112	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
693	Dụng cụ dùng cho vỏ ống soi thận mini, bao gồm pit tông	Chiếc	AB-006-115	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
694	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
695	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
696	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
697	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
698	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
699	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
700	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-002-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
701	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-002-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

702	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-002-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
703	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-002-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
704	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-015-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
705	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-015-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
706	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-015-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
707	Kẹp sỏi dạng ống mềm, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-017-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
708	Kẹp sỏi dạng ống mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-017-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
709	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu mềm, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
710	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu mềm, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
711	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
712	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
713	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu mềm, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-006-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
714	Kẹp gấp DJ mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-008-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

715	Kẹp gấp DJ mềm, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-008-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
716	Kẹp gấp, có rang mềm, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
717	Kẹp gấp, có rang mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
718	Kẹp gấp khóa trong rang mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-020-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
719	Kẹp gấp khóa trong rang mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-020-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
720	Kẹp gấp răng chuốt mềm, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-019-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
721	Kẹp gấp răng chuốt mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-019-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
722	Kẹp sỏi dạng ống mềm, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
723	Kẹp sỏi dạng ống mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
724	Kẹp gấp cho sỏi to mềm, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
725	Kẹp gấp cho sỏi to mềm, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
726	Kẹp gấp cho sỏi to mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-009-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
727	Kẹp giữ sỏi 3 chân mềm, có tay cầm, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-012-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

728	Kẹp giữ sợi 3 chân mềm, có tay cầm, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-012-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
729	Kẹp giữ sợi 3 chân mềm, có tay cầm, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-012-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
730	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
731	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
732	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-001-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
733	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
734	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
735	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-002-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
736	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-002-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
737	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-002-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
738	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-002-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
739	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-002-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
740	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-015-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

741	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-015-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
742	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-015-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
743	Kẹp sỏi dạng ống bán cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-017-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
744	Kẹp sỏi dạng ống bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-017-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
745	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
746	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
747	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
748	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
749	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-006-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
750	Kẹp gấp DJ bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-008-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
751	Kẹp gấp DJ bán cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-008-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
752	Kẹp gấp, có rang bán cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
753	Kẹp gấp, có rang bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

754	Kẹp gấp khóa trong rang bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-020-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
755	Kẹp gấp khóa trong rang bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-020-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
756	Kẹp gấp răng chuốt bán cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-019-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
757	Kẹp gấp răng chuốt bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-019-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
758	Kẹp sỏi dạng ống bán cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
759	Kẹp sỏi dạng ống bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
760	Kẹp gấp cho sỏi to bán cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
761	Kẹp gấp cho sỏi to bán cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
762	Kẹp gấp cho sỏi to bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-009-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
763	Kẹp giữ sỏi 3 chân bán cứng, có tay cầm, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-012-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
764	Kẹp giữ sỏi 3 chân bán cứng, có tay cầm, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-012-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
765	Kẹp giữ sỏi 3 chân bán cứng, có tay cầm, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-012-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
766	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

767	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
768	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-001-013-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
769	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
770	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
771	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-002-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
772	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-002-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
773	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-002-013-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
774	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-002-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
775	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-002-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
776	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-015-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
777	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-015-013-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
778	Kẹp sinh thiết hình bầu dục cứng, răng cưa, khóa trong răng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-015-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
779	Kẹp sỏi dạng ống cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-017-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

780	Kẹp sỏi dạng ống cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-017-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
781	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
782	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-013-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
783	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
784	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
785	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-006-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
786	Kẹp gấp DJ cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-008-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
787	Kẹp gấp DJ cứng, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-008-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
788	Kẹp gấp, có rang cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
789	Kẹp gấp, có rang cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
790	Kẹp gấp khóa trong rang cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-020-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
791	Kẹp gấp khóa trong rang cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-020-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
792	Kẹp gấp răng chuột cứng, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-019-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

793	Kẹp gấp răng chuột cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-019-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
794	Kẹp sợi dạng ống cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
795	Kẹp sợi dạng ống cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
796	Kẹp gấp cho sợi to cứng, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
797	Kẹp gấp cho sợi to cứng, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
798	Kẹp gấp cho sợi to cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-009-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
799	Kẹp giữ sợi 3 chân cứng, có tay cầm, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-012-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
800	Kẹp giữ sợi 3 chân cứng, có tay cầm, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-012-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
801	Kẹp giữ sợi 3 chân cứng, có tay cầm, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-012-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
802	Kéo có răng cưa mềm, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-005-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
803	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
804	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
805	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

806	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-003-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
807	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-003-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
808	Kéo mềm, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
809	Kéo móc mềm, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
810	Kéo móc mềm, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-004-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
811	Kéo có răng cưa bán cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-005-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
812	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
813	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-210	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
814	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
815	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-003-213	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
816	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-003-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
817	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
818	Kéo rạch niệu quản bán cứng, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-018-211	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

819	Kéo rạch niệu quản bán cứng, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-018-212	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
820	Kéo móc bán cứng, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-214	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
821	Kéo móc bán cứng, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-004-215	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
822	Kéo có răng cưa cứng, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-005-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
823	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
824	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-010-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
825	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
826	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 2.1, 6 Fr	Chiếc	AC-003-013-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
827	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-003-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
828	Kéo cứng, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
829	Kéo rạch niệu quản cứng, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-018-011-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
830	Kéo rạch niệu quản cứng, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-018-012-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
831	Kéo móc cứng, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-014-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

832	Kéo móc cứng, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-004-015-R	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
833	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
834	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-001-010-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
835	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
836	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-014-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
837	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-015-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
838	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
839	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
840	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
841	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-013-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
842	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
843	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-014-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
844	Kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9Fr	Chiếc	AC-006-015-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

845	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
846	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
847	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
848	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
849	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-010-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
850	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-011-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
851	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
852	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3,7 Fr	Chiếc	AC-003-014-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
853	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-015-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
854	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-412-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
855	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3,7 Fr	Chiếc	AC-004-014-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
856	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0,9 Fr	Chiếc	AC-004-015-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
857	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-014-012-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

858	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-011-kOT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
859	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-001-010-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
860	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
861	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-014-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
862	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-015-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
863	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-011-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
864	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
865	Ruột kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-011-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
866	Ruột kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-013-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
867	Ruột kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
868	Ruột kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-014-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
869	Ruột kẹp nghiền sỏi hình cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9Fr	Chiếc	AC-006-015-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
870	Ruột kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-011-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

871	Ruột kẹp sợi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
872	Ruột kẹp gấp cho sợi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-011-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
873	Ruột kẹp gấp cho sợi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
874	Ruột kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-010-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
875	Ruột kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-011-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
876	Ruột kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
877	Ruột kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3,7 Fr	Chiếc	AC-003-014-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
878	Ruột kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-015-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
879	Ruột kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-412-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
880	Ruột kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3,7 Fr	Chiếc	AC-004-014-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
881	Ruột kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0,9 Fr	Chiếc	AC-004-015-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
882	Ruột kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-014-012-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
883	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

884	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-001-210-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
885	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
886	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
887	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
888	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
889	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
890	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
891	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-213-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
892	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
893	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
894	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-006-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
895	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
896	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

897	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
898	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
899	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-210-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
900	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
901	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
902	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-003-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
903	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
904	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-004-622-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
905	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-624-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
906	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
907	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-004-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
908	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-014-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
909	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-001-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

910	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-001-210-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
911	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-001-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
912	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-001-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
913	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-001-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
914	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-016-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
915	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-016-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
916	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-006-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
917	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-006-213-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
918	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-006-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
919	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-006-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
920	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-006-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
921	Ruột kẹp sỏi dạng ống , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-007-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
922	Ruột kẹp sỏi dạng ống , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-007-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

923	Ruột kẹp gấp cho sỏi to , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-009-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
924	Ruột kẹp gấp cho sỏi to , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-009-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
925	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-003-210-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
926	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-003-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
927	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-003-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
928	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-003-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
929	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-003-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
930	Ruột kéo nhọn , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-004-622-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
931	Ruột kéo nhọn , tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-624-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
932	Ruột kéo móc , tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-004-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
933	Ruột kéo móc , tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-004-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
934	Ruột kẹp sinh thiết bấm , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-014-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
935	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh , tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-101-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

936	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh , tác động kép, Φ 1.2, 4Fr	Chiếc	AC-101-210-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
937	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-101-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
938	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh , tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-101-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
939	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hoàn chỉnh , tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-101-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
940	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4Fr	Chiếc	AC-116-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
941	Kẹp sinh thiết hình bầu dục hàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5Fr	Chiếc	AC-116-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
942	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-106-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
943	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-106-213-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
944	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-106-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
945	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-106-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
946	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-106-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
947	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-107-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
948	Kẹp sỏi dạng ống hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-107-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

949	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-109-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
950	Kẹp gấp cho sỏi to hoàn chỉnh, tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-109-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
951	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-103-210-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
952	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-103-211-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
953	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-103-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
954	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7Fr	Chiếc	AC-103-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
955	Kéo hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-103-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
956	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-104-622-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
957	Kéo nhọn hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-104-624-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
958	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-104-214-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
959	Kéo móc hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-104-215-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
960	Kẹp sinh thiết bấm hoàn chỉnh, tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-114-212-T	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
961	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-101-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

962	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 1.2, 4Fr	Chiếc	AC-101-210-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
963	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-101-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
964	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-101-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
965	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục , tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-101-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
966	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.2, 4Fr	Chiếc	AC-116-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
967	Ruột kẹp sinh thiết hình bầu dục hàn chỉnh, răng cưa, tác động kép, Φ 1.6, 5Fr	Chiếc	AC-116-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
968	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-106-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
969	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-106-213-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
970	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-106-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
971	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-106-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
972	Ruột kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu , tác động kép, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-106-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
973	Ruột kẹp sỏi dạng ống , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-107-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
974	Ruột kẹp sỏi dạng ống , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-107-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

975	Ruột kẹp gấp cho sỏi to , tác động kép, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-109-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
976	Ruột kẹp gấp cho sỏi to , tác động kép, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-109-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
977	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.0, 3 Fr	Chiếc	AC-103-210-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
978	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.2, 4 Fr	Chiếc	AC-103-211-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
979	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-103-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
980	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 2.3, 7Fr	Chiếc	AC-103-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
981	Ruột kéo , tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-103-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
982	Ruột kéo nhọn , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-104-622-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
983	Ruột kéo nhọn , tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-104-624-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
984	Ruột kéo móc , tác động đơn, Φ 2.3, 7 Fr	Chiếc	AC-104-214-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
985	Ruột kéo móc , tác động đơn, Φ 3.0, 9 Fr	Chiếc	AC-104-215-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
986	Ruột kẹp sinh thiết bấm , tác động đơn, Φ 1.6, 5 Fr	Chiếc	AC-114-212-OT	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
987	Tay cầm Kẹp sinh thiết bấm, tác động đơn	Chiếc	AC-100-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

988	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
989	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
990	Tay cầm cho rọ lấy sỏi Dormia 3 Fr.	Chiếc	AF-001-020	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
991	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
992	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
993	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 4, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
994	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 4, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
995	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 5, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
996	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 5, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
997	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 5, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
998	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 5, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
999	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chính có tay cầm, số dây 6, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1000	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 6, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1001	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 6, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1002	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 6, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1003	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1004	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1005	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1006	Rọ lấy sỏi Dormia, rọ kèm ống , số dây 4, 5Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1007	Rọ lấy sỏi Dormia hoàn chỉnh có tay cầm, số dây 4, 3Fr, chiều dài làm việc 90cm	Chiếc	AF-001-019	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1008	Tay cầm cho rọ lấy sỏi Dormia 5 và 7 Fr.	Chiếc	AF-001-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1009	Điện cực lỗ tròn hoàn chỉnh có tay cầm, 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1010	Điện cực lỗ tròn, lỗ kèm ống , 5Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1011	Điện cực lỗ tròn hoàn chỉnh có tay cầm, 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1012	Điện cực lỗ tròn, lỗ kèm ống , 7Fr, chiều dài làm việc 60cm	Chiếc	AF-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1013	Tay cầm với kết nối cao tần HF cho điện cực lỗ tròn	Chiếc	AF-002-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1014	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1015	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-003-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1016	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 9Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-003-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1017	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 10Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-003-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1018	Điện cực kim mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1019	Điện cực kim mềm, đơn cực, 4Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-002-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1020	Điện cực kim mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1021	Điện cực kim mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-002-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1022	Điện cực nút mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1023	Điện cực nút mềm, đơn cực, 4Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1024	Điện cực nút mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1025	Điện cực nút mềm, đơn cực, 6Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1026	Điện cực nút mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1027	Điện cực nút mềm, đơn cực, 8Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1028	Điện cực nút mềm, đơn cực, 9Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1029	Điện cực nút mềm, đơn cực, 10Fr, chiều dài 530mm	Chiếc	AD-001-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1030	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-003-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1031	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-003-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1032	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 9Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-003-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1033	Điện cực tròn mềm, đơn cực, 10Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-003-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1034	Điện cực kim mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1035	Điện cực kim mềm, đơn cực, 4Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-002-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1036	Điện cực kim mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-002-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1037	Điện cực kim mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-002-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1038	Điện cực nút mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1039	Điện cực nút mềm, đơn cực, 4Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1040	Điện cực nút mềm, đơn cực, 5Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1041	Điện cực nút mềm, đơn cực, 6Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1042	Điện cực nút mềm, đơn cực, 7Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1043	Điện cực nút mềm, đơn cực, 8Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1044	Điện cực nút mềm, đơn cực, 9Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-017	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1045	Điện cực nút mềm, đơn cực, 10Fr, chiều dài 650mm	Chiếc	AD-001-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1046	Cáp kết nối đơn cực cho máy với ổ cắm hình quả chuối 4mm, chiều dài 3m	Chiếc	AD-010-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1047	Ống soi bàng quang đường kính 4.0mm, góc nhìn 0 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-002-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1048	Ống soi bàng quang đường kính 4.0mm, góc nhìn 30 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-002-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1049	Ống soi bàng quang HD đường kính 4.0mm, góc nhìn 0 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1050	Ống soi bàng quang HD đường kính 4.0mm, góc nhìn 30 độ, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-002-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1051	Vỏ ống tán sỏi với van trung tâm dùng cho A8B-004-011	Chiếc	AB-002-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1052	Vỏ ống tán sỏi dùng cho A8B-004-011	Chiếc	AB-002-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1053	Ống bít cho A8B-002-013	Chiếc	AB-002-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1054	Vỏ chẩn đoán có kênh làm việc cho dụng cụ 7 Fr.	Chiếc	AB-002-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1055	Đầu nối dùng cho Ellik	Chiếc	AB-002-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1056	Tay cầm dùng cho dụng cụ tán sỏi	Chiếc	AB-004-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1057	Dụng cụ tán sỏi có tay cầm và vít vặn, đường kính 24 Fr., 2 khóa có kết nối luer lock, dùng cho ống soi A8A-002-004	Chiếc	AB-004-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1058	Ống soi trẻ em 0 độ, đường kính 2.0mm, chiều dài 260mm	Chiếc	AA-004-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1059	Ống soi trẻ em 30 độ, đường kính 2.0mm, chiều dài 260mm	Chiếc	AA-004-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1060	Ống soi trẻ em 0 độ, đường kính 2.7mm, chiều dài 187.5mm	Chiếc	AA-005-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1061	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 1.9mm, góc nhìn 0 độ, chiều dài làm việc 145mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-004-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1062	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 1.9mm, góc nhìn 30 độ, chiều dài làm việc 145mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-004-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1063	Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 7.5 Fr. với 2 khóa cố định	Chiếc	AB-001-001-7	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1064	Đầu bít tiêu chuẩn cho vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 7.5 Fr.	Chiếc	AB-001-011-7	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1065	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 2.0mm, góc nhìn 30 độ, chiều dài làm việc 187mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-004-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1066	Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 9.5 Fr. với 2 khóa cố định, kênh dụng cụ 1 x 3 Fr, có đầu bịt	Chiếc	AB-001-001-9	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1067	Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 11 Fr. với 2 khóa cố định, kênh dụng cụ 1 x 3 Fr, có đầu bịt	Chiếc	AB-001-001-11	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1068	Đầu bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 9.5 Fr.	Chiếc	AB-001-011-9	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1069	Đầu bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 11 Fr.	Chiếc	AB-001-011-11	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1070	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 2.7mm, góc nhìn 30 độ, chiều dài làm việc 187.5mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-005-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1071	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 2.7mm, góc nhìn 70 độ, chiều dài làm việc 187.5mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-005-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1072	Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 13 Fr. với 2 khóa cố định, kênh dụng cụ 1 x 3 Fr, có đầu bịt	Chiếc	AB-001-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1073	Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 13 Fr. với 2 khóa cố định, kênh dụng cụ 1 x 3 Fr. hoặc 2 x 4 Fr., có đầu bịt	Chiếc	AB-001-001-13	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1074	Đầu bịt tiêu chuẩn Vỏ ống soi bàng quang - niệu đạo 13 Fr.	Chiếc	AB-001-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1075	Tay cầm với bộ làm lệch Albaran, 13 Fr.	Chiếc	AB-003-005	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1076	Cầu nối ống nội soi 13 Fr.	Chiếc	AB-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1077	Kẹp sinh thiết hình bầu dục mềm, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-001-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1078	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu mềm, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-006-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1079	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, răng cưa, khóa trong rang mềm, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-015-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1080	Kẹp gấp răng chuột mềm, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-019-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1081	Kéo mềm, tác động đơn, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-003-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1082	Kẹp sinh thiết hình bầu dục bán cứng, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-001-221	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1083	Kẹp nghiền sỏi hàm cá sấu bán cứng, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-006-221	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1084	Kẹp sinh thiết hình bầu dục, răng cưa, khóa trong rang bán cứng, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-015-221	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1085	Kẹp gấp răng chuột bán cứng, tác động kép, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-019-221	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1086	Kéo bán cứng, tác động đơn, Φ1, 3 Fr	Chiếc	AC-003-221	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1087	Điện cực kim mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 280mm	Chiếc	AD-002-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1088	Điện cực nút mềm, đơn cực, 3Fr, chiều dài 280mm	Chiếc	AD-001-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1089	Vỏ ống soi cắt đoạn tiêu chuẩn 9 Fr. với 1 khóa có thể xoay được, không có ống bịt	Chiếc	A8H-005-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1090	Vỏ ống soi cắt đoạn tiêu chuẩn 11 Fr. với 1 khóa có thể xoay được, không có ống bịt	Chiếc	A8H-004-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1091	Vỏ ống soi cắt đoạn tiêu chuẩn 13 Fr. với 1 khóa có thể xoay được, không có ống bịt	Chiếc	A8H-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1092	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi cắt đoạn 9 Fr.	Chiếc	A8H-005-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1093	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi cắt đoạn 11 Fr.	Chiếc	A8H-004-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1094	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ống soi cắt đoạn 13 Fr.	Chiếc	A8H-003-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1095	Tay cầm dùng cho ống soi cắt đoạn cho trẻ em, cắt thụ động, tay cầm mở, 9 Fr.	Chiếc	AG-005-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1096	Điện cực vòng cắt, gập góc, 9 Fr	Chiếc	AE-006-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1097	Điện cực vòng cắt, gập góc, 11 Fr	Chiếc	AE-005-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1098	Điện cực vòng cắt, gập góc, 13 Fr	Chiếc	AE-004-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1099	Điện cực vòng cắt, nhỏ, gập góc, 9 Fr	Chiếc	AE-006-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1100	Điện cực vòng cắt, nhỏ, gập góc, 11 Fr	Chiếc	AE-005-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1101	Điện cực vòng cắt, nhỏ, gập góc, 13 Fr	Chiếc	AE-004-018	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1102	Điện cực bi cong, 9 Fr	Chiếc	AE-006-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1103	Điện cực bi cong, 11 Fr	Chiếc	AE-005-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1104	Điện cực bi cong, 13 Fr	Chiếc	AE-004-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1105	Điện cực dao góc,9 Fr	Chiếc	AE-006-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1106	Điện cực dao góc,11 Fr	Chiếc	AE-005-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1107	Điện cực dao góc,13 Fr	Chiếc	AE-004-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1108	Điện cực móc không có bi,9 Fr	Chiếc	AE-006-019	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1109	Điện cực móc không có bi,11 Fr	Chiếc	AE-005-019	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1110	Điện cực móc không có bi,13 Fr	Chiếc	AE-004-019	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1111	Vỏ bảo vệ được làm từ thép để khử trùng và lưu trữ các điện cực và dao lạnh	Chiếc	A8J-010-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1112	Ống soi bàng quang dùng cho trẻ em đường kính 2.0mm, góc nhìn 0 độ, chiều dài làm việc 187.5mm, có thể hấp sấy	Chiếc	AA-004-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1113	Vỏ ngoài ống soi niệu đạo tiêu chuẩn 11 Fr. với 2 khóa cố định, có đầu bịt	Chiếc	AI-004-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1114	Vỏ ngoài ống soi niệu đạo tiêu chuẩn 13 Fr. với 2 khóa cố định, có đầu bịt	Chiếc	AI-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1115	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ngoài ống soi niệu đạo 11 Fr.	Chiếc	AI-004-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1116	Ống bịt tiêu chuẩn cho vỏ ngoài ống soi niệu đạo 13 Fr.	Chiếc	AI-003-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1117	Cầu nối ống nội soi với kênh dụng cụ 3 Fr.	Chiếc	AI-003-003	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1118	Tay cầm dùng cho ống soi niệu quản trẻ em, cắt thụ động, tay cầm đóng, 11 Fr.	Chiếc	AG-004-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1119	Tay cầm dùng cho ống soi niệu quản trẻ em, cắt thụ động, tay cầm đóng, 13 Fr.	Chiếc	AG-003-001	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1120	Dao cắt lạnh thẳng,11Fr	Chiếc	AI-004-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1121	Dao cắt lạnh thẳng,13Fr	Chiếc	AI-003-007	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1122	Dao cắt lạnh vòng,11Fr	Chiếc	AI-004-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1123	Dao cắt lạnh vòng,13Fr	Chiếc	AI-003-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1124	Dao cắt lạnh hình vòng nhẫn,11Fr	Chiếc	AI-004-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1125	Dao cắt lạnh hình vòng nhẫn,13Fr	Chiếc	AI-003-010	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1126	Dao cắt lạnh hình móc,11Fr	Chiếc	AI-004-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1127	Dao cắt lạnh hình móc,13Fr	Chiếc	AI-003-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1128	Vỏ bảo vệ được làm từ thép để khử trùng và lưu trữ các điện cực và dao lạnh	Chiếc	AJ-010-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1129	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,10Fr	Chiếc	AJ-003-002	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1130	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,14Fr	Chiếc	AJ-003-004	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1131	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,18Fr	Chiếc	AJ-003-006	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1132	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,22Fr	Chiếc	AJ-003-008	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1133	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,24Fr	Chiếc	AJ-003-009	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1134	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,28Fr	Chiếc	AJ-003-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1135	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,30Fr	Chiếc	AJ-003-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1136	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,32Fr	Chiếc	AJ-003-013	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1137	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,34Fr	Chiếc	AJ-003-014	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1138	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,36Fr	Chiếc	AJ-003-015	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1139	Ống thông niệu đạo kiểu Van Buren,38Fr	Chiếc	AJ-003-016	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1140	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 8Fr	Chiếc	AJ-003-021	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1141	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 9Fr	Chiếc	AJ-003-022	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1142	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 10Fr	Chiếc	AJ-003-023	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1143	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 11Fr	Chiếc	AJ-003-024	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1144	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 12Fr	Chiếc	AJ-003-025	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1145	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 13Fr	Chiếc	AJ-003-026	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1146	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 14Fr	Chiếc	AJ-003-027	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1147	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 15Fr	Chiếc	AJ-003-028	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1148	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 16Fr	Chiếc	AJ-003-029	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1149	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 17Fr	Chiếc	AJ-003-030	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1150	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 18Fr	Chiếc	AJ-003-031	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1151	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 19Fr	Chiếc	AJ-003-032	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1152	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 20Fr	Chiếc	AJ-003-033	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1153	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 21Fr	Chiếc	AJ-003-034	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1154	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 22Fr	Chiếc	AJ-003-035	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1155	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 23Fr	Chiếc	AJ-003-036	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1156	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 24Fr	Chiếc	AJ-003-037	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1157	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 25Fr	Chiếc	AJ-003-038	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1158	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 26Fr	Chiếc	AJ-003-039	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1159	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 27Fr	Chiếc	AJ-003-040	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1160	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 28Fr	Chiếc	AJ-003-041	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1161	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 29Fr	Chiếc	AJ-003-042	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1162	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 30Fr	Chiếc	AJ-003-043	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1163	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 32Fr	Chiếc	AJ-003-044	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1164	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 34Fr	Chiếc	AJ-003-045	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1165	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, thẳng, 36Fr	Chiếc	AJ-003-046	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1166	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 8Fr	Chiếc	AJ-003-050	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1167	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 9Fr	Chiếc	AJ-003-051	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1168	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 10Fr	Chiếc	AJ-003-052	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1169	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 11Fr	Chiếc	AJ-003-053	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1170	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 12Fr	Chiếc	AJ-003-054	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1171	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 13Fr	Chiếc	AJ-003-055	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1172	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 14Fr	Chiếc	AJ-003-056	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1173	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 15Fr	Chiếc	AJ-003-057	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1174	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 16Fr	Chiếc	AJ-003-058	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1175	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 17Fr	Chiếc	AJ-003-059	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1176	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 18Fr	Chiếc	AJ-003-060	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1177	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 19Fr	Chiếc	AJ-003-061	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1178	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 20Fr	Chiếc	AJ-003-062	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1179	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 21Fr	Chiếc	AJ-003-063	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1180	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 22Fr	Chiếc	AJ-003-064	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1181	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 23Fr	Chiếc	AJ-003-065	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1182	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 24Fr	Chiếc	AJ-003-066	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1183	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 25Fr	Chiếc	AJ-003-067	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1184	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 26Fr	Chiếc	AJ-003-068	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1185	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 27Fr	Chiếc	AJ-003-069	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1186	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 28Fr	Chiếc	AJ-003-070	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1187	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 29Fr	Chiếc	AJ-003-071	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1188	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 30Fr	Chiếc	AJ-003-072	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1189	Ống thông niệu đạo Kiểu Dittel, cong 32Fr	Chiếc	AJ-003-074	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1190	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,8Fr	Chiếc	AJ-003-170	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1191	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,9Fr	Chiếc	AJ-003-171	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1192	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,10Fr	Chiếc	AJ-003-172	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1193	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,11Fr	Chiếc	AJ-003-173	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1194	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,12Fr	Chiếc	AJ-003-174	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1195	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,13Fr	Chiếc	AJ-003-175	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1196	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,14Fr	Chiếc	AJ-003-176	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1197	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,15Fr	Chiếc	AJ-003-177	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1198	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,16Fr	Chiếc	AJ-003-178	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1199	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,17Fr	Chiếc	AJ-003-179	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1200	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,18Fr	Chiếc	AJ-003-180	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1201	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,19Fr	Chiếc	AJ-003-181	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1202	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,20Fr	Chiếc	AJ-003-182	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1203	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,21Fr	Chiếc	AJ-003-183	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1204	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,22Fr	Chiếc	AJ-003-184	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1205	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,23Fr	Chiếc	AJ-003-185	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1206	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,24Fr	Chiếc	AJ-003-186	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1207	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,25Fr	Chiếc	AJ-003-187	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1208	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,26Fr	Chiếc	AJ-003-188	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1209	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,27Fr	Chiếc	AJ-003-189	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1210	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,28Fr	Chiếc	AJ-003-190	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1211	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,29Fr	Chiếc	AJ-003-191	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1212	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,30Fr	Chiếc	AJ-003-192	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1213	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,31Fr	Chiếc	AJ-003-193	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1214	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,32Fr	Chiếc	AJ-003-194	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1215	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,33Fr	Chiếc	AJ-003-195	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1216	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,34Fr	Chiếc	AJ-003-196	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1217	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,35Fr	Chiếc	AJ-003-197	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1218	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,36Fr	Chiếc	AJ-003-198	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1219	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,37Fr	Chiếc	AJ-003-199	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1220	Ống thông niệu đạo Kiểu Guyon,38Fr	Chiếc	AJ-003-200	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1221	Ống thông kim loại cho nam,6Fr	Chiếc	AJ-003-080	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1222	Ống thông kim loại cho nam,7Fr	Chiếc	AJ-003-081	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1223	Ống thông kim loại cho nam,8Fr	Chiếc	AJ-003-082	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1224	Ống thông kim loại cho nam,9Fr	Chiếc	AJ-003-083	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1225	Ống thông kim loại cho nam,10Fr	Chiếc	AJ-003-084	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1226	Ống thông kim loại cho nam,11Fr	Chiếc	AJ-003-085	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1227	Ống thông kim loại cho nam,12Fr	Chiếc	AJ-003-086	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1228	Ống thông kim loại cho nam,13Fr	Chiếc	AJ-003-087	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1229	Ống thông kim loại cho nam,14Fr	Chiếc	AJ-003-088	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1230	Ống thông kim loại cho nam,15Fr	Chiếc	AJ-003-089	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1231	Ống thông kim loại cho nam,16Fr	Chiếc	AJ-003-090	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1232	Ống thông kim loại cho nam,17Fr	Chiếc	AJ-003-091	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1233	Ống thông kim loại cho nam,18Fr	Chiếc	AJ-003-092	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1234	Ống thông kim loại cho nam,19Fr	Chiếc	AJ-003-093	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1235	Ống thông kim loại cho nam,20Fr	Chiếc	AJ-003-094	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1236	Ống thông kim loại cho nam,21Fr	Chiếc	AJ-003-095	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1237	Ống thông kim loại cho nam,22Fr	Chiếc	AJ-003-096	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1238	Ống thông kim loại cho nam,23Fr	Chiếc	AJ-003-097	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1239	Ống thông kim loại cho nam,24Fr	Chiếc	AJ-003-098	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1240	Ống thông kim loại cho Nữ,6Fr	Chiếc	AJ-003-100	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1241	Ống thông kim loại cho Nữ,7Fr	Chiếc	AJ-003-101	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1242	Ống thông kim loại cho Nữ,8Fr	Chiếc	AJ-003-102	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1243	Ống thông kim loại cho Nữ,9Fr	Chiếc	AJ-003-103	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1244	Ống thông kim loại cho Nữ,10Fr	Chiếc	AJ-003-104	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1245	Ống thông kim loại cho Nữ,11Fr	Chiếc	AJ-003-105	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1246	Ống thông kim loại cho Nữ,12Fr	Chiếc	AJ-003-106	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1247	Ống thông kim loại cho Nữ,13Fr	Chiếc	AJ-003-107	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1248	Ống thông kim loại cho Nữ,14Fr	Chiếc	AJ-003-108	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1249	Ống thông kim loại cho Nữ,15Fr	Chiếc	AJ-003-109	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1250	Ống thông kim loại cho Nữ,16Fr	Chiếc	AJ-003-110	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1251	Ống thông kim loại cho Nữ,17Fr	Chiếc	AJ-003-111	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1252	Ống thông kim loại cho Nữ,18Fr	Chiếc	AJ-003-112	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1253	Ống thông kim loại cho Nữ, 19Fr	Chiếc	AJ-003-113	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1254	Ống thông kim loại cho Nữ,20Fr	Chiếc	AJ-003-114	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1255	Ống thông kim loại cho Nữ, 21Fr	Chiếc	AJ-003-115	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1256	Ống thông kim loại cho Nữ, 22Fr	Chiếc	AJ-003-116	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1257	Ống thông kim loại cho Nữ, 23Fr	Chiếc	AJ-003-117	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1258	Ống thông kim loại cho Nữ, 24Fr	Chiếc	AJ-003-118	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1259	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,8Fr	Chiếc	AJ-003-120	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1260	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,10Fr	Chiếc	AJ-003-121	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

1261	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,12Fr	Chiếc	AJ-003-122	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1262	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,14Fr	Chiếc	AJ-003-123	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1263	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,16Fr	Chiếc	AJ-003-124	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1264	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,18Fr	Chiếc	AJ-003-125	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1265	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,20Fr	Chiếc	AJ-003-126	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1266	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,22Fr	Chiếc	AJ-003-127	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1267	Ống thông kim loại tuyến tiền liệt,24Fr	Chiếc	AJ-003-128	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1268	Ống dẫn thông Guyon cong, 39cm	Chiếc	AJ-003-143	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1269	Kẹp giữ niệu đạo Stockman, 8cm	Chiếc	AJ-003-140	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1270	Kẹp giữ niệu đạo Strauss, 11cm	Chiếc	AJ-003-141	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1271	Thìa bài tiết Guttman, 26.5cm	Chiếc	AJ-006-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1272	Ống nối Luer-Lock	Chiếc	AJ-010-011	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
1273	Ống nối Luer-Lock có van khóa	Chiếc	AJ-010-012	STEMA Medizintechnik Gmbh/ Đức	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bosscom	Số 1/99/24 Kim Đồng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội