



PHIẾU PHÂN TÍCH

Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem gửi


Số: 0586 - 0317 / TTKN

- Mẫu phân tích : BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH SỬ DỤNG MỘT LẦN (Disposable Infusion Set), Gói 1 bộ
- Nơi sản xuất : Công ty TNHH Dụng cụ Y Tế (GREAT WORLD CO., LTD)
Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
- Số lô : 020317 - NSX: 06/03/2017 - Hạn dùng: 06/03/20
- SĐK: 07/2014/BYT-TB-CT
- Người và nơi gửi mẫu : Võ Thị Yến - Công ty TNHH Dụng Cụ Y Tế (GREAT WORLD CO., LTD)
Km 1954, QL 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
- Yêu cầu phân tích : Chất gây sốt, Độ vô khuẩn (nấm mốc, vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí)
- Ngày nhận mẫu : 8/3/2017 -Số đăng ký KN : 0586GK
- Người nhận mẫu : Phạm Thị Ngọc Nhung
- Thủ theo tài liệu : EP 2010
- Thời gian lưu mẫu : 30 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng)

STT	CHỈ TIÊU	YÊU CẦU	KẾT QUẢ	TÀI LIỆU ÁP DỤNG
1	Tính chất		Sản phẩm gồm 1 đoạn dây nhựa dẻo trong suốt, một đầu gắn với bầu chứa có nắp đậy, có van điều chỉnh, một đầu gắn với kim có nắp đậy bảo vệ	
2	Độ vô khuẩn - Vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí - Nấm mốc	Không được có	Đạt	EP 2010
3	Chất gây sốt	Không được có	Đạt	EP 2010

Ngày 23 tháng 03 năm 2017

GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ LƯU