

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY KHÁM

Giới thiệu:

- Găng tay khám TT-Medimax (có bột chống dính) là sản phẩm găng tay y tế được sử dụng trong thăm khám bệnh, chăm sóc y tế và trong phòng xét nghiệm
- Găng tay khám được làm bằng chất liệu cao su tự nhiên có bề mặt được cải tiến để chống trơn trượt, độ bám chắc khi làm việc với chất lỏng, dụng cụ hoặc thủy tinh, phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 455
- Găng tay khám có các kích cỡ khác nhau (S, M, L) phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng

Hướng dẫn sử dụng:

Găng tay khám được sử dụng một cách dễ dàng:

- Đảm bảo tay sạch và khô trước khi đeo găng tay
- Ngưng sử dụng khi thấy găng tay có dấu hiệu rách hay chảy cao su
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ thích hợp và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Đại diện hợp pháp của cơ sở: *allu*

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đắc Tuấn