

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty Cổ phần Vietmedic

Số 44, ngõ 180A/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Bộ dụng cụ phẫu thuật được sử dụng trong phẫu thuật mổ mở, được làm từ thép không gỉ, có thể gia cố bằng mạ các bon, có thể được sử dụng cắt, bóc tách, kẹp giữ mô ... trong quá trình phẫu thuật
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có linh kiện đi kèm
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Bộ Camera và phụ kiện đi kèm được thiết kế và sử dụng trong phẫu thuật nội soi chung/nội soi ổ bụng được sử dụng để theo dõi, ghi lại hình ảnh trong phẫu thuật
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> Dụng cụ tái sử dụng phải được làm sạch hoàn toàn trước khi khử khuẩn hay tiệt khuẩn. Dụng cụ tái sử dụng được tráng và lau khô đúng cách trước khi khử khuẩn hay tiệt khuẩn và để khô trước khi lưu trữ. Dụng cụ đã vô trùng được tiếp nhận phải được giữ vô trùng cho đến khi sử dụng. Nên tuân theo những khuyến cáo của nhà sản xuất về các dịch vụ chăm sóc và bảo trì sản phẩm, bao gồm thông tin về a) khả năng tương thích của thiết bị với các hoá chất sát trùng, b) liệu thiết bị có chịu được nước hay có thể ngâm trong nước để làm sạch không? c) thiết bị nên được khử khuẩn như thế nào? Dụng cụ điều trị hô hấp và gây mê cần ít nhất được khử khuẩn mức độ cao.

