



## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Tên trang thiết bị y tế : **Bình lưu lượng kế tích hợp làm ẩm**

+ **Bước 1** : Vệ sinh sạch sẽ tủ bằng hóa chất khử trùng chuyên dụng

+ **Bước 2** : Lắp đặt các phụ kiện rời của bình cho hoàn thiện.

+ **Bước 3**: Kiểm tra thị lưu lượng bởi bi nổi, cột chia vạch lưu lượng kép để quan sát từ nhiều phía để dễ dàng hơn khi sử dụng.

+ **Bước 4** : Điều chỉnh lưu lượng và độ ẩm cho phù hợp trước khi đưa vào đường thở của bệnh nhân.

CTY TNHH TTNT **Mộc Thành Văn**  
2/1/27 Bình Giã, F. 13, Q. Tân Bình  
ĐT: 08.22159392 – Fax: 08.38126637  
Email: mothan@mothan.vn  
Hotline: 0918.057.847