



TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
HOÀNG NGUYỄN.**

Địa chỉ : Đường Lê Chân, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226. 3535 888 Fax: 0226 3535889

Ngày 14 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Xe đẩy bình ô xy sử dụng để vận chuyển bình ô xy tại các bệnh viện hay cơ sở y tế. Xe có 4 bánh hoặc 2 bánh; để vận chuyển an toàn và tiện lợi Xe bằng inox hoặc sắt sơn
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Liệt kê các linh kiện và phụ kiện của trang thiết bị y tế (Theo bảng tiêu chuẩn sản phẩm)
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Chỉ dùng để vận chuyển bình ô xy trong bệnh viện hay cơ sở y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
1.5	Chống chỉ định	Không áp dụng
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Khi sử dụng phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà sản xuất; Khi vận chuyển bình ô inhfphair dùng đai hay xích bó chặt bình với xe. Khi di chuyển phải để 4 bánh xe tiếp xúc với mặt đất; khi di chuyển chọn chỗ bằng phẳng, không lồi lõm
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Có lỗi sản phẩm tạo ra rất nhỏ
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Không