



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE ĐẨY BÌNH Ô XY



- Xe đẩy bình ô xy dùng để vận chuyển chai ô xy trong bệnh viện hay cơ sở y tế
- Khi sử dụng: để bình ô xy lên xe xong dùng dây xích hay dây đai buộc bình ô xy vào xe đẩy chặt
- Khi vận chuyển kéo để 4 bánh xe cùng chạm đất sau đó mới đẩy xe cùng bình ô xy đến nơi sử dụng. Khi không sử dụng dùng tay kéo cho 2 chân sau xe gấp lại gọn rồi cất đi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

VPGD: 454 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội

Tel: 043.7614789 – 04.666 222 97

Mobile : 0913067226

Webside: tbythoangnguyen.com

Email: tbythoangnguyen@gmail.com