

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty TNHH Thiết Bị Và Dụng Cụ Y Khoa

Số 17 ngõ Quan Thọ 2, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tên hàng hóa: Nút chặn kim luôn

Hãng sản xuất – nước xuất: Ningbo Pinned Instruments Co., Ltd/ Trung Quốc

STT	Tên mặt hàng	Túi đựng nước tiêu
1	Mục đích sử dụng	Nút chặn kim luôn được chỉ định để nắp, bít chặn ngăn cản dịch hoặc máu chảy ngược, từ các thiết bị có đầu kết nối ngoài như kim luôn tĩnh mạch, catheter tĩnh mạch hay catheter tĩnh mạch trung tâm... Bên cạnh đó Nút chặn đuôi kim luôn có chức năng bảo đảm môi trường vô khuẩn khi tạm thời dùng lại thủ thuật tiêm truyền hay qua tình lọc máu...
2	Hướng dẫn sử dụng	Gắn vào các thiết bị có đầu kết nối ngoài như kim luôn tĩnh mạch, catheter tĩnh mạch hay catheter tĩnh mạch trung tâm,... Sản phẩm chỉ dùng sử dụng 1 lần.

Đại diện hợp pháp của cơ sở
 (Ký tên (ghi đầy đủ họ tên, chức danh, xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số)



Nguyễn Thị Nữ Hoa
 KIỂM ĐỌC