

B. ALI IMPEX

Khadim Ali Road, Kotli Behram,
Sialkot-51310, Pakistan
Tel: 052-4290628 Fax:052-4290737
email: info@baliimpex.com
www.emergency-med-supplies.com, www.baliimpex.com




A sign of quality

Thông tin kỹ thuật/ # BAI/CE/SCI/IFU	Revision level: 00	Copy # 01
---	--------------------	-----------

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ y tế Nhóm A bao gồm:

Kéo

- Tiệt trùng trước khi sử dụng
- Trước khi tiệt trùng, bóc giấy gói ra, rửa dụng cụ và đóng vào trong bao/túi đã được tiệt trùng.
- Đeo găng tay khi sử dụng dụng cụ
- Cẩn thận khi sử dụng đối với dụng cụ có dạng sắc nhọn
- Cẩn thận khi di chuyển các bộ phận của dụng cụ.
- Các dụng cụ phải được cất giữ ở nơi khô, và sử dụng cẩn thận tránh làm hỏng
- Trước khi sử dụng cần kiểm tra kỹ túi tiệt trùng dụng cụ không bị hỏng.
- Cần quan sát bằng mắt đảm bảo dụng cụ nguyên vẹn, không bị hỏng hoặc mòn. Nếu dụng cụ bị hỏng hoặc bị mòn không đảm bảo cho việc sử dụng thì không được sử dụng
- Chỉ những người có chuyên môn về y tế mới được sử dụng. Chỉ sử dụng đúng mục đích cho dụng cụ để đảm bảo hiệu quả trong khi sử dụng.
- Khi thao tác cắt thì sử dụng lực đều ở ngón tay và tay cái.

Nhà sản xuất: 	B. Ali Impex , Khadim Ali Road, Kotli Behram, Sialkot-51330-Pakistan. Email: info@baliimpex.com Web : www.baliimpex.com
Đại diện văn phòng Việt Nam	B. Ali Impex Vietnam Co. Ltd Số 466/4 Lê Quang, Đình, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CellwhatsApp: : 01205121200, CellwhatsApp: : 01205121200 email: bilal@baliimpex.com