

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN
YFD5618K (IV)

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CIC QUỐC TẾ**

Ngày 04 tháng 04 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển bằng điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn 01 cái, Gồm có</p> <p>Cây treo truyền dịch: 01 chiếc</p> <p>Móc treo túi đựng nước tiểu: 01 chiếc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành đầu giường và chân giường, có thể tháo rời được làm bằng chất liệu ABS - Điều khiển giường được thiết kế ngay trên thành chắn lan can giường hoặc thiết kế rời - Có bộ phận thiết lập vị trí CPR ở cả hai bên thành giường - Mặt giường được tráng lớp MS có lỗ thông khí, chắc chắn - Bánh xe đôi, đường kính 125mm, hệ thống phanh hãm được trang bị hệ thống phanh trung tâm - Có cây treo truyền dịch và móc treo túi đựng nước tiểu - Kích thước giường: 2230 x 1050 mm - Điều chỉnh độ cao: 520 - 820 mm - Kích thước mặt giường: (1900 x 900) mm - Độ nghiêng giường: 12° - Góc dựng lưng giường: 75° - Góc đỡ chân: 40°
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Treo truyền dịch - Móc treo túi đựng nước tiểu
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	Dùng trong bệnh viện
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Chi tiết theo tài liệu đính kèm
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa có báo cáo.



2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
	Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á,...
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện pháp luật của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC

Khuất Quang Chiến

