

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ

CHUNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tính năng : Phân tích các dấu ấn sinh học trong máu và nước tiểu Nguyên lý hoạt động : Sắc ký giấy Thông số kỹ thuật Loại mẫu thử : máu toàn phần, huyết thanh , nước tiểu Lượng mẫu : 100 uL Thời gian ra kết quả : 5 phút Nguồn : AC 220V, DC 24V, 60-90 W Kích thước : 17x30x330 cm Trọng lượng : 3 kg
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	01. Máy chính 02. Máy in tích hợp.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Phát hiện các dấu ấn sinh học trong máu và nước tiểu
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Bật công tắc nguồn và duy trì máy hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ 25 ⁰ C. 2. Nạp mẫu vào giếng chứa mẫu trên test. 3. Đưa test vào máy đo. Nhấn nút đo, chờ 5 phút để máy phân tích. 4. Đọc kết quả và in ra giấy.
1.5	Chống chỉ định	Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có

1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) <i>Canada, châu Âu và hơn 100 nước khác</i>	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế <i>Không có</i>	

Đơn vị nhập khẩu

