

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN MỒ TREO TRẦN

## 1. Điều chỉnh góc chiếu sáng

- Cánh tay chính (nổi từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn
- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn

## 2. Bảng điều khiển

- Bật tắt đèn
- Đèn LED báo cháy bóng
- Điều chỉnh độ sáng đèn



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thành Trung*