

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐÈN MỔ TREO TRẦN
MODEL: KL05L

HÃNG SẢN XUẤT: KELING

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|-----|--|---|
| 1 | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | Mô tả nguyên lý hoạt động: <ul style="list-style-type: none">- KL05L Thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật. Những tính năng chính: <ul style="list-style-type: none">- KL05L đèn mổ treo trần 1 nhánh (5 bóng) đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động phẫu thuật và chuẩn đoán. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng 1 tay vẫn có thể khoá đèn ở vị trí mong muốn. <ul style="list-style-type: none">- Nhiệt bộ lọc bức xạ đặc biệt làm giảm nhiệt đến mức tối thiểu. Đặc tính kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Cường độ sáng của đèn : 50.000 Lux- Nhiệt độ màu : 4000 ± 500 K- Độ sâu của chùm sáng : ≥ 500mm- Nguồn cung cấp : 220V ± 10% 50Hz- Công suất bức xạ : ≤600W/m²- Công suất bóng đèn : 125 W- Điện áp bóng đèn : 24VA- Điện áp đầu vào : 150 VA- Khoảng cách lắp đặt đèn từ : 2800 – 3200 mm |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm) | <ul style="list-style-type: none">- Bóng đèn thay thế: 01 cái- Mặt bích ốp trần- Tay chỉnh độ hội tụ (sơ cua): 01 cái- Tô vít: 01 cái- Lục giác: 01 cái |
| 1.3 | Mục đích / Chỉ định sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Cánh tay chỉnh (nối từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn |
| 1.5 | Chống chỉ định | Không có |
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | <ul style="list-style-type: none">- Không chiếu trực tiếp đèn vào mắt- Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng |

| | | |
|-----|--|----------|
| 1.7 | Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra | Không có |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) | |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế | |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐÈN MỔ TREO TRẦN
MODEL: KL09L

HÃNG SẢN XUẤT: KELING

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|-----|--|---|
| 1 | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | Mô tả nguyên lý hoạt động: <ul style="list-style-type: none">- KL09L: Thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật. Những tính năng chính: <ul style="list-style-type: none">- KL09L đèn mổ treo trần 1 nhánh (9 bóng) đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động phẫu thuật và chuẩn đoán. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng 1 tay vẫn có thể khoá đèn ở vị trí mong muốn. <ul style="list-style-type: none">- Nhiệt bộ lọc bức xạ đặc biệt làm giảm nhiệt đến mức tối thiểu. Đặc tính kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Cường độ sáng của đèn : ≥ 90.000 Lux- Nhiệt độ màu : 4000 ± 500 K- Độ sâu của chùm sáng : ≥ 500mm- Nguồn cung cấp : $220V \pm 10\%$ 50Hz- Khoảng cách lắp đặt đèn từ : 2800 – 3200 mm- Công suất bức xạ : $\leq 600W/m^2$- Điện áp bóng đèn : 24VA- Công suất bóng đèn : 225 W- Điện áp đầu vào : 280VA |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm) | <ul style="list-style-type: none">- Mặt bích ốp trần- Tay chỉnh độ hội tụ (sơ cua)- Tô vít: 01 cái- Lục giác: 01 cái |
| 1.3 | Mục đích / Chỉ định sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Cánh tay chỉnh (nổi từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn |
| 1.5 | Chống chỉ định | Không có |
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | <ul style="list-style-type: none">- Không chiếu trực tiếp đèn vào mắt- Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi | Không có |

| | | |
|---|--|--|
| | cụ thể xảy ra | |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) | |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế | |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐÈN MỔ TREO TRẦN
MODEL: KL12L

HÃNG SẢN XUẤT: KELING

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|----------|--|---|
| 1 | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | Mô tả nguyên lý hoạt động: <ul style="list-style-type: none">- KL12L hoạt động là thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật. Những tính năng chính: <ul style="list-style-type: none">- KL12L đèn mổ treo trần 1 nhánh (12 bóng) đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động phẫu thuật và chuẩn đoán. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng 1 tay vẫn có thể khoá đèn ở vị trí mong muốn. <ul style="list-style-type: none">- Nhiệt bộ lọc bức xạ đặc biệt làm giảm nhiệt đến mức tối thiểu. Đặc tính kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Cường độ sáng của đèn : ≥ 120.000 Lux khoảng cách 1 mét- Nhiệt độ màu : 4000 ± 500 K- Độ sâu của chùm sáng : ≥ 500mm- Nguồn cung cấp : $220V \pm 10\%$ 50Hz- Khoảng cách lắp đặt đèn từ : 2800 – 3200 mm- Công suất bức xạ : $\leq 600W/m^2$- Điện áp bóng đèn : 24VA- Công suất bóng đèn : 300 W- Điện áp đầu vào : 350VA |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm) | <ul style="list-style-type: none">- Mặt bích ốp trần- Tay chỉnh độ hội tụ (sơ cua)- Tô vít: 01 cái- Lục giác: 01 cái |
| 1.3 | Mục đích / Chỉ định sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Cánh tay chính (nối từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn, điều chỉnh góc nghiêng và độ cao- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn |
| 1.5 | Chống chỉ định | Không có |

| | | |
|-----|--|--|
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | <ul style="list-style-type: none"> - Không chiếu trực tiếp đèn vào mắt - Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra | Không có |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) | |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế | |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐÈN MỔ TREO TRẦN

MODEL: KL1205L

HÃNG SẢN XUẤT: KELING

XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|-----|--|---|
| 1 | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | <p>Mô tả nguyên lý hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none">- KL1205L hoạt động là thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật. <p>Những tính năng chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- KL1205L đèn mổ treo trần 2 nhánh(12 & 05 bóng) đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động phẫu thuật và chuẩn đoán. <p>Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng 1 tay vẫn có thể khoá đèn ở vị trí mong muốn.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhiệt bộ lọc bức xạ đặc biệt làm giảm nhiệt đến mức tối thiểu. <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cường độ sáng của đèn : ≥ 160.000 Lux- Nhiệt độ màu : 4500 ± 500 K- Độ sâu của chùm sáng : ≥ 500mm- Nguồn cung cấp : $220V \pm 10\%$ 50Hz- Khoảng cách lắp đặt đèn từ : 2800 – 3200 mm- Công suất bức xạ : $\leq 600W/m^2$- Điện áp bóng đèn : 24VA- Công suất bóng đèn : 425 W- Điện áp đầu vào : 500VA |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm) | <ul style="list-style-type: none">- Mặt bích ốp trần- Tay chỉnh độ hội tụ (sơ cua)- Tô vít: 01 cái- Lục giác: 01 cái |
| 1.3 | Mục đích / Chỉ định sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | <ul style="list-style-type: none">- Cánh tay chính (nổi từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn- Cánh tay phụ (nổi từ cánh tay chính): điều chỉnh góc nghiêng và độ cao- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn |
| 1.5 | Chống chỉ định | Không có |

| | | |
|-----|--|--|
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | <ul style="list-style-type: none"> - Không chiếu trực tiếp đèn vào mắt - Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra | Không có |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) | |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế | |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung